

Veilig op pad met de Fun2Go

Eerste keer fietsen?

- Oefen eerst als passagier.
- Oefen daarna als bestuurder met een instructeur of ervaren begeleider als rijrijder.
- Oefen met bochten nemen.
- Oefen met remmen.
- Oefen met starthulp.
- Oefen met achteruitrijden.
- Oefen met drempels en opritten; neem deze altijd recht.
- Oefen hoe groot de fiets is; vooral aan de achterkant.

Houd hier rekening mee

- Jij bent als hoofdbestuurder altijd verantwoordelijk voor het veilige gebruik van de fiets.
- Houd altijd je handen aan het stuur en je voeten op de pedalen.
- Rijd alleen op een vlakke en stevige ondergrond.
- Wees extra voorzichtig bij regen, ijs of sneeuw. De remweg kan dan langer zijn.

Controleer voor elke rit:

Controleer de fiets altijd voor je vertrekt

- Stel de zitting goed in.
- Stel het stuur goed in.
- Fiets niet op hellingen steiler dan 10%.
- Controleer of zitting en stuur goed vastzitten.
- Controleer of de remmen goed werken.
- Controleer de bandenspanning. De minimale bandenspanning is 3,0 bar.
- Controleer of de verlichting werkt.
- Controleer of de accu voldoende is opgeladen.
- Controleer wielen, stuur en zadel op speling of vreemde geluiden.
- Controleer of de gordel om is voor vertrek.
- Controleer of de voeten van de passagier goed staan of vastzitten. Gebruik voetenbakjes als dat nodig is.
- Fiets niet onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen die invloed hebben op je rijgedrag.
- Controleer of losse of wijde kleding niet tussen de ketting of spaken kan komen. Let ook op de kleding van de passagier.
- Het dragen van een helm raden we aan.

Veilig onderweg met de Fun2Go

Goed om te weten

Rustig rijden

Rijd rustig door bochten. Een driewiel fiets kan kantelen bij hoge snelheid in een bocht.

Snelheid

De adviessnelheid is maximaal 15 km/u, dat voelt vooral voor de passagier prettiger.

Begrenzing

Bij deze elektrische fiets ligt de technische begrenzing op 20 km/u.

Achteruitrijfunctie

De achteruitrijfunctie schakelt in als je achteruit trapt. Bij achteruit fietsen kunnen de pedalen van de rijder ook achteruit draaien. Hierdoor kan klemgevaar ontstaan bij gebruik van voetenbakjes of de voetenplaat.

Schakelnaaf

Veel Fun2Go's zijn uitgericht met een schakelnaaf. Stand B is voor therapeutisch meetrappen door de rijder. Gebruik deze stand tot maximaal 10 km per uur.

Let extra op bij hellingen en obstakels

Neem obstakels altijd met lage snelheid.

Vermijd obstakels hoger dan 5 cm.

Fiets niet op hellingen steiler dan 10%.

Rijd langzaam op hellingen en rem op tijd als je naar beneden rijdt.

Oefen met drempels en opritten; neem deze altijd recht.

Oefen hoe groot de fiets is; vooral aan de achterkant.


Parkeren en op-en afstappen

Gebruik altijd de parkeerrem bij parkeren en tijdens op- en afstappen.

Laat de passagier nooit alleen achter in de fiets. Fiets niet op hellingen steiler dan 10%.

Zet de fiets op slot als je deze onbeheerd achterlaat.

Scan de
qr code



Naam:.....

Telefoonnummer:.....