

Checkliste: mit dem vanRaam Fun2Go unterwegs- aber sicher

Vor der ersten Fahrt mit dem Fun2Go üben Sie:

- zunächst als Mitfahrer.
- anschließend als Fahrer mit einem Ausbilder oder einer erfahrenen Begleitperson als Mitfahrer.
- das Kurvenfahren.
- das Bremsen.
- die Nutzung der Anfahrhilfe.
- das Rückwärtsfahren.
- das Fahren über Bodenschwellen und Rampen und fahren Sie diese immer gerade an.
- sich an die Größe des Fahrrads zu gewöhnen besonders im hinteren Bereich.

Sicher unterwegs im Straßenverkehr

Jede Fahrt ist anders. Deshalb ist es wichtig genau darauf zu achten, wer neben Ihnen sitzt, wo Sie fahren und wie die Bedingungen sind. Eine ruhige Fahrweise gibt dem Mitfahrer Vertrauen und sorgt dafür, dass die Fahrt für Sie beide angenehm bleibt.

Der Hauptfahrer ist immer für die sichere Nutzung des Parallel-Tandems verantwortlich.

Die empfohlene Höchstgeschwindigkeit beträgt 15 km/h. Das fühlt sich für den Mitfahrer oft angenehmer und sicherer an. Die technische Begrenzung des elektrischen Fun2Go liegt bei 20 km/h.

Fahren Sie langsam durch Kurven. Ein Dreirad kann bei hoher Geschwindigkeit in Kurven kippen.

Fahren Sie nur auf ebenem und festem Untergrund. Wählen Sie vorzugsweise breite ruhige und gut zugängliche Radwege.

Seien Sie bei Regen Eis oder Schnee besonders vorsichtig. Der Bremsweg kann länger sein und der Untergrund kann rutschig sein.

Vor jeder Fahrt prüfen Sie:

- die richtige Sitzeinstellung .
- die richtige Lenkereinstellung den festen Sitz von Sitz und Lenker.
- die ordnungsgemäße Funktion der Bremsen.
- den Reifendruck.
- den Reifendruck von mindestens 3 bar. •die Funktion der Beleuchtung.
- den ausreichenden Ladezustand des Akkus.
- die Räder sowie den Lenker und den Sattel auf Spiel und ungewöhnliche Geräusche.
- vor dem Losfahren den geschlossenen Sicherheitsgurt.
- die korrekte Position oder sichere Befestigung der Füße des Mitfahrers.
- bei Bedarf die Verwendung von Fußstützen.
- Fahren Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol Drogen oder Medikamenten die Ihr Fahrverhalten beeinträchtigen.
- dass lose oder weite Kleidung nicht in die Kette oder Speichen geraten kann.
- auch die Kleidung des Mitfahrers.
- das Tragen eines Helms.

Sicher unterwegs mit dem Fun2Go

Gut zu wissen

Viele Fun2Go Parallel-Tandems sind mit einer Schaltnabe ausgestattet. Position B ist für therapeutisches Mitradeln durch den Mitfahrer vorgesehen. Wir empfehlen diese Position bis maximal 10 km/h, um Ihren Mitfahrer nicht zu überlasten.

Die Rückfahrfunktion wird aktiviert wenn Sie rückwärts treten.

Beim Rückwärtsfahren können sich auch die Pedale des Mitfahrers rückwärts drehen. Bei der Verwendung von Fußstützen oder der Fußplatte kann dadurch Einklemmgefahr entstehen.

Parken sowie Auf- und Absteigen

Das Auf- und Absteigen ist am einfachsten wenn das Fahrrad fest und sicher steht. Nehmen Sie sich Zeit und sichern Sie das Fahrrad richtig. Begleiten Sie den Mitfahrer Schritt für Schritt.

Betätigen Sie zuerst die Parkbremse. Prüfen Sie die Stabilität des Fahrrads und lassen Sie den Mitfahrer in Ruhe auf- oder absteigen.

Lassen Sie den Mitfahrer niemals allein auf dem Fahrrad.

Schließen Sie das Fahrrad ab wenn Sie es unbeaufsichtigt abstellen.

Steigungen und Hindernisse

Beim Fahren an Steigungen sowie über Bodenschwellen und Hindernisse ist Ruhe wichtiger als Geschwindigkeit. Schauen Sie weit voraus. Reduzieren Sie Ihre Geschwindigkeit und fahren Sie Hindernisse immer gerade an.

Fahren Sie Hindernisse immer mit niedriger Geschwindigkeit und gerade an. Vermeiden Sie Hindernisse über 5 cm Höhe

Vermeiden Sie Steigungen über 10 %, da die Unterstützungsleistung nicht ausreicht.

Fahren Sie an Steigungen langsam und bremsen Sie bei Bergabfahrten rechtzeitig.

Stehen Sie an einer Steigung still? Fahren Sie ruhig an und lehnen Sie sich leicht nach vorn.

Rollt das Fahrrad an einer Steigung rückwärts? Bremsen Sie gleichmäßig.

Nutzen Sie keine steilen Steigungen mit Rollatorhalter, Rollstuhlhalter oder vollem Korb.

QR-Code
scannen



Name:.....

Telefonnummer:.....