

Excentrische crank bestelformulier Easy Rider 3

De maatvoering van de excentrische crank voor de Easy Rider 3 is te bepalen door rechtop te staan en het been, wat men niet goed kan buigen, omhoog te buigen/beuren langs het andere been en de tenen naar voren te houden (indien mogelijk). Meet vervolgens de maat van de schoenzool tot de grond en deel dit getal door 2. We hebben dan het eerste stuk (L1). De totale lengte van de crank is meestal 170 mm of 150 mm. Geef bij het plaatsen van de bestelling ook het framenummer van de fiets door.


Excentrische crank links

L1 =..... (minimaal 40mm)

L2 =..... (minimaal 40mm)

Aantal tanden:

26




Let op de kettinglijn kan variëren met uw oorspronkelijke crank. De maten worden hart op hart gemeten.

Excentrische crank rechts

L1 =..... (minimaal 40mm)

L2 =..... (minimaal 40mm)



Naam:

Adres

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mailadres: