

Excentrische crank bestelformulier

De maatvoering van de excentrische crank is te bepalen door rechtop te staan en het been, wat men niet goed kan buigen, omhoog te buigen/beuren langs het andere been en de tenen naar voren te houden (indien mogelijk). Meet vervolgens de maat van de schoenzool tot de grond en deel dit getal door 2. We hebben dan het eerste stuk (L1). De totale lengte van de crank is meestal 170 mm of 150 mm. Dit bestelformulier is geschikt voor alle Van Raam fietsen, met uitzondering van de Easy Rider 3. Geef bij het plaatsen van de bestelling ook het framenummer door.


Excentrische crank rechts

L1 =..... (minimaal 40mm)

L2 =..... (minimaal 40mm)

Aantal tanden:

- | | |
|---|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 30 | <input type="checkbox"/> 38 |
| <input type="checkbox"/> 33 | <input type="checkbox"/> 40 |
| <input type="checkbox"/> 36 | <input type="checkbox"/> 44 |
| <input type="checkbox"/> anders :.....op aanvraag | |




Let op de kettinglijn kan variëren met uw oorspronkelijke crank. De maten worden hart op hart gemeten.

Excentrische crank links

L1 =..... (minimaal 40mm)

L2 =..... (minimaal 40mm)



Naam:

Adres

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mailadres: