



Maxi Comfort

Tricycle avec enfourchement plus bas

Van Raam propose une variante du tricycle traditionnel. Le tricycle Maxi Comfort a une entrée extra basse et spacieuse. Cela permet de monter et descendre du vélo très facilement.

Sur ce tricycle, vous n'êtes pas au-dessus du pédalier mais légèrement derrière celui-ci. Cela vous permet de faire un mouvement optimal du genou tout en étant assis légèrement plus bas. Comme le centre de gravité est plus bas, ce tricycle est également plus confortable à conduire.

Vous cherchez un vélo à enfourchement plus bas avec deux roues ? Le Balance pourrait alors être une bonne option. Découvrez le Balance à la page 30.



”

Le tricycle Maxi Comfort me redonne confiance et assurance nécessaires pour sortir et me déplacer.

Sandra

Avantages

- ✓ L'enfourchement plus bas permet de monter et descendre facilement
- ✓ Une position assise ergonomique et confortable
- ✓ Plus de puissance grâce au mouvement de pédalage vers l'avant
- ✓ La position assise semi-élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Offre une conduite plus légère que le tricycle standard

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (smart e-bike)
- Différentes tailles de cadre
- Dossier (avec ceinture) ou repose-pieds pour la fixation et la sécurité
- Porte-canne ou panier pour transporter vos affaires personnels
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage

