

Caractéristiques techniques

	Easy Rider (M)	Easy Rider Compact	Easy Rider Small	Easy Sport	Easy Sport Small	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinnny	Twinnny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Hauteur du cadre (cm)	-	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	41	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ av 52 ¹ arr	30 ¹ av 52 ¹ arr	52	52	52
Hauteur d'accès (cm)	35	32	35	52	41	28	23	25	20	12	18	16	29	22	22	-	-	37 av 44 arr	37,5 av 45 arr	36 av 43 arr	36 av 45 arr	45	28	45
Poids du vélo (± kg) <small>(Sans système électrique, à l'exception de Chat et Easy Go)</small>	49	39	36	39	36	29	32	27	21	11	30	30	64	26	9	76	76	35	44	39	48	58	64	97
Max. poids du système de bagages (kg)	20	10	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	23	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur (cm)	225 ¹ max.	174 max.	175	225 max.	186	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	199	193	259	261	244	246	214	253	232
Largeur (cm)	78	73	75	80	77	75	75	75	60	59	80	89	72	66	55	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Option cadre en deux parties	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Poids max. de l'utilisateur (kg) <small>(par personne)</small>	140 ²	100	80	120	80	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120	120	120	120	120	120	120	110/140 ³	120/200 ³
Longueur entrejambe (cm)	65-88 ¹	63-81	47-73 ¹	65-105 ¹	47-73 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	67-93 ¹	67-93 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ av 77-89 ¹ arr	50-62 ¹ av 77-89 ¹ arr	80-95	80-95	80-95

¹ = Modifiable

² = Version renforcée possible

³ = VeloPlus : conducteur max 110 kg, passager + fauteuil roulant max 140 kg* (*partie avant renforcée max. 200 kg).
Chat : conducteur 120 kg max et poids de l'utilisateur dans le siège 200 kg max.

av = Avant
arr = Arrière