

Productgids

Driewielfietsen

Scootmobiel fiets

Lage instapfietsen

Loophulp

Duofietsen

Tandems

Rolstoelfietsen

Transportfiets



vanraam®
Let's all cycle



Van Raam directie: Marjolein, Ronald en Jan-Willem

Scan de QR-code

In deze productgids wordt gebruik gemaakt van QR-codes. Deze QR-codes bevatten een link naar een pagina op de Van Raam website. Op de webpagina staat meer informatie over het desbetreffende onderwerp.

Een QR-code kun je scannen door de camera op je smartphone/tablet te openen en deze te richten op de QR-code. Er verschijnt een link waar je op kan klikken en je wordt doorverwezen naar de website. Werkt het niet? Download dan een QR-code scanner app in de app store van jouw smartphone/tablet.

Scan deze QR-code
en je komt direct op
www.vanraam.com



Let's all cycle!

Wij geloven dat als mensen langer mobiel en zelfstandig zijn, ze zich gelukkiger voelen. Daarom bieden we mensen met een beperking die niet op een traditionele fiets kunnen fietsen, duurzame en eigentijdse mobiliteit. Met een Van Raam fiets ervaar je zelfstandigheid en vrijheid. Dat is onze visie en de reden van ons bestaan.

We zijn een familiebedrijf met een historie van 110 jaar. Sinds de jaren tachtig zijn we gespecialiseerd in het ontwerpen en produceren van unieke aangepaste fietsen.

We zijn trots op wat we met elkaar bereiken en de duurzame impact die we hebben op klanten. Dit doen we momenteel met zo'n 300 medewerkers. Let's all cycle!

Marjolein Boezel

Jan-Willem Boezel

Ronald Ruesink



4



30



54



56

Inhoud

Let's all cycle!	2
Zelfstandig fietsen	4
Driewielfietsen	4
Scootmobielefiets	24
Lage instapfiets	26
Loophulp	28
Samen fietsen	30
Duofietsen	30
Tandems	36
Rolstoelfietsen	42
Transportfiets	48
Technische specificaties	50
Opties/accessoires	52
Trapondersteuning (Smart E-Bike)	54
Over Van Raam	56
Aanschaf	60
Service	62



Zelfstandig fietsen

Driewielfietsen

Driewielfietsen maken het mogelijk voor mensen met een beperking om langer zelfstandig te blijven fietsen. De drie wielen zorgen voor stabiliteit en veiligheid tijdens het fietsen.

Van Raam heeft verschillende modellen driewielfietsen in het assortiment voor alle leeftijdsgroepen. Er is vrijwel altijd een fiets die aansluit bij jouw wensen.

Voordelen

- ✓ Stoppen zonder af te stappen
- ✓ Drie wielen bieden stabiliteit tijdens het fietsen
- ✓ Veel verschillende modellen
- ✓ Parkeerrem maakt het mogelijk om veilig op- en af te stappen
- ✓ Je hoeft het evenwicht niet zelf te bewaren



Easy Rider

Zitdriewielfiets

De Easy Rider is een driewielfiets voor volwassenen met optimale rij-eigenschappen waar je gemakkelijk op fietst. Door het unieke frame is er een lage instap en ligt het zwaartepunt lager. Dit zorgt voor een stabiel en veilig gevoel.

Deze zitdriewielfiets heeft een comfortabele en eenvoudig te verstellen zitting. De voorwaartse trapbeweging en de vering in het frame zorgen voor een perfect rijcomfort. De Easy Rider is hierdoor geschikt voor korte ritjes, maar ook voor langere fietstochten.

Het moderne aerodynamische design met o.a. gehydrovormde buizen geeft de Easy Rider een sportieve uitstraling. Met optionele trapondersteuning (Smart E-Bike) wordt fietsen nog eenvoudiger.

Voordelen

- ✓ Geveerd frame voor optimaal comfort
- ✓ Wendbaar door kleine draaicirkel
- ✓ Comfortabele zitting met stuitontlasting en verstelbare rugsteun
- ✓ Geschikt tot 140 kg (bij versterkt frame tot 180 kg)
- ✓ Zitting en stuur zeer eenvoudig te verstellen

Populaire opties/accessoires

- Verschillende framematen (M en L)
- Diverse typen veringen voor optimaal comfort
- Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden
- Gordel, spiegel, armleuning of voetenbakje voor extra veiligheid
- Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius



“Met de Easy Rider kan ik er zelf op uit en geniet ik weer van het fietsen. De zitting is erg comfortabel.” – Kristel





Easy Rider Junior

Zitdriewielfiets

De Easy Rider Junior zitdriewielfiets is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf ca. 4 jaar en kleinere volwassenen. De fiets biedt veel stabiliteit door het lage zwaartepunt en heeft een lage instap.

De zitting met rugsteun en de vering in het frame zorgen voor extra rijcomfort tijdens fietstochten. De Easy Rider Junior heeft een sportieve en moderne uitstraling.

Dankzij het unieke frame maak je tijdens het fietsen een voorwaartse trapbeweging, waardoor je meer kracht kunt zetten met je benen. Een stoere fiets die geschikt is voor korte en lange fietsritten.

Voordelen

- ✓ Comfortabele zitting met rugsteun
- ✓ Geveerd frame voor optimaal comfort
- ✓ Korte draaicirkel
- ✓ Past door normale deuropening
- ✓ Lage zitpositie met laag zwaartepunt voor meer stabiliteit

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Voetenbakje of balanspedaal voor pedaalaanpassing
- Spiegel voor extra veiligheid
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem
- Mand voor het meenemen van benodigdheden



“Onze dochter met evenwichtsproblemen is ontzettend blij en trots op deze driewieler.” - Fam. Meyer



Easy Sport

Ligdriewielfiets

De Easy Sport is een ideale driewielfiets voor sportief ingestelde mensen die ook van comfort houden. Deze driewielfiets heeft een ergonomisch verstelbare zitting met rugsteun, waarmee zowel een sportief als recreatief rondje gefietst kan worden.

Dankzij het onderstuur worden je rug, nek, schouders en polsen minder belast. De Easy Sport is in lengte instelbaar, zo krijg je de ideale fietshouding aangepast op jouw lengte.

De vering in het frame geeft extra comfort tijdens het fietsen.

Met de optionele trapondersteuning wordt fietsen met de Easy Sport nog eenvoudiger.



||

"Ik kan mijn arm niet goed omhoog krijgen. Deze fiets met onderstuur is de oplossing. Het is fantastisch!" - Daniel

Voordelen

- ✓ Comfortabele zitting met rugsteun
- ✓ Minder belasting van rug, nek, schouders en polsen door onderstuur
- ✓ Vering zorgt voor extra comfort
- ✓ Eenvoudig op- en afstappen
- ✓ In lengte instelbaar

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem
- Voorkeursbediening aan 1 zijde op het stuur of éénhandig te bedienen slot
- Diverse zittingen (XL zitting of ligfietskuip)
- Voetenbakje voor fixatie op het pedaal



Maxi

Traditionele driewielfiets

De Maxi is een traditionele, maar trendy driewielfiets voor volwassenen. Dankzij de drie wielen zit je stabiel en fiets je met een veilig gevoel. Daarnaast is de fiets lichtlopend en wendbaar.

Bij de Maxi heb je een hoge zitpositie, waarmee je tijdens een fietstocht goed overzicht op de weg en je omgeving hebt. Na een winkelbezoek neem je boodschappen eenvoudig mee op de fiets in de optionele boodschappenmand.

Dankzij de toegankelijke instap is op- en afstappen eenvoudig. Uiteraard is de Maxi ook verkrijgbaar met een elektromotor voor trapondersteuning.



//

“Door een infarct kon ik niet meer fietsen. Toen kwam de Maxi als dé oplossing zodat dit toch weer kan!” - Eva



Voordelen

- ✓ Stabiele driewieler in ‘klassieke’ uitvoering
- ✓ Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht
- ✓ Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel
- ✓ Kan door een normale deur
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- 8 versnellingen of ergogel zadel voor comfortabel fietsen
- Spiegel of voetenbakje voor extra veiligheid
- Anti-lek banden
- Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden



Maxi Comfort

Driewielfiets met lage instap

Van Raam heeft een variant op de traditionele driewielfiets. De Maxi Comfort driewielfiets heeft een extra lage en ruime instap. Dit maakt het op- en afstappen van de fiets erg eenvoudig.

Op deze driewielfiets zit je niet boven de trapas, maar er iets achter. Hierdoor kun je een optimale kniebeweging maken en toch iets lager zitten. Doordat het zwaartepunt lager ligt, fietst de driewielfiets erg comfortabel.

Op zoek naar een lage instapfiets met twee wielen? Dan is de Balance misschien een goede keuze. Bekijk de Balance op pagina 26.



//

"De Maxi Comfort driewieler geeft me weer vertrouwen en zekerheid om eropuit te trekken." - Gerda

Voordelen

- ✓ Eenvoudig op- en afstappen door extra lage instap
- ✓ Ergonomische en comfortabele zithouding
- ✓ Meer kracht door voorwaartse trapbeweging
- ✓ Semi-hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht
- ✓ Lichter sturen dan standaard driewielfiets

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Verschillende framematen
- Rugsteun (met riem) of voetenbakje voor fixatie en veiligheid
- Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem





"Ik wilde eerst geen driewielfiets, maar met de Midi is alles makkelijker geworden. Ik kan overal heen." – Peter

Voordelen

- ✓ Stabiele driewieler in 'klassieke' uitvoering
- ✓ Wendbaar en lichtlopend door o.a. differentieel
- ✓ Hoge zitpositie zorgt voor goed overzicht
- ✓ Kan door een normale deur
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem
- Rugsteun (met riem) of spiegel voor extra veiligheid
- Eénhandig te bedienen slot
- Mand voor het meenemen van benodigdheden



Midi

Traditionele driewielfiets

De traditionele Midi driewielfiets is geschikt voor oudere kinderen vanaf ca. 8 jaar of kleinere volwassenen.

Deze trendy vormgegeven fiets is wendbaar en lichtlopend, daarnaast is de Midi door de drie wielen zeer stabiel. Dankzij de hoge zitpositie heb je een goed zicht op het verkeer en de omgeving.

Ondanks de drie wielen, pas je met de Midi eenvoudig door een normale deur, zodat je de fiets bijvoorbeeld in de schuur kunt zetten.

Met eventuele opties, zoals trapondersteuning, maak je de Midi helemaal naar wens en wordt fietsen nog eenvoudiger.



Mini

Kinderdriewielfiets

De Mini driewielfiets is een vrolijke driewielfiets voor kinderen vanaf ca. 4 jaar. De drie wielen zorgen voor stabiliteit tijdens het fietsen en dat op- en afstappen eenvoudiger is.

De Mini is een lichtlopende fiets waar kinderen makkelijk op wegfietsen. Er zijn extra opties, zoals bijvoorbeeld een duwstang die op de fiets kan worden bevestigd, of rug- en voetfixatie.

De Mini maakt het voor kinderen mogelijk om weer samen met hun vriendjes en familie te fietsen.



“Tim is erg blij met deze fiets. Hiervoor kon hij niet fietsen, nu kan dat samen met zijn vriendjes.” - Fam. Smits



Voordelen

- ✓ Stabiele fiets
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem
- ✓ Zeer wendbaar
- ✓ Lichtlopende fiets
- ✓ Kan door een normale deur

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Duwstang
- Voetenbakje, pedaalverbreder of balanspedaal met wreefriem
- Aanpassing in framehoogte
- Rugsteun met riem voor extra stabiliteit



Husky

Kinderdriewielfiets

De vrolijke en kleurrijke driewielfiets Husky is geschikt voor jonge kinderen vanaf ca. 2 jaar die moeite hebben met stabiliteit.

In de crank zitten standaard crankverkorters geïntegreerd, zodat een kind goed bij de pedalen kan. Daarnaast heeft de Husky een speciaal ontwikkelde trapas, waardoor er recht naar beneden wordt getrapt.

Met de optionele rugsteun, eventueel met riem, zit een kind stevig op de fiets en met de duwstang kan de fiets geduwd worden als het zelfstandig fietsen soms nog lastig is.

Op de Husky is geen elektromotor voor trapondersteuning mogelijk.

Voordelen

- ✓ Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel
- ✓ Crankverkorters
- ✓ Speciaal ontwikkelde trapas, waardoor kind recht naar beneden trapt
- ✓ Zadel is eenvoudig in hoogte te verstellen door snelspanner op het zadel
- ✓ Kleurrijk en vrolijk

Populaire opties/accessoires

- Rugsteun, eventueel met riem
- Duwstang
- Voetenbakje of balanspedaal met wreefriem voor pedaalaanpassing
- Doorlopend stuur
- Lichter of zwaarder verzet

//

“Door deze fiets kan onze dochter weer meefietsen met de andere kindjes.” - Rian



Viktoria en Viktor

Driewielfietsen met twee wielen voor

De Viktoria en Viktor zijn driewielfietsen met twee wielen voor en één achter. Deze fietsen zijn speciaal ontworpen voor mensen die moeite hebben met het inschatten van de breedte van een driewielfiets.

De Viktor is ontworpen voor volwassenen en zijn kleine zusje Viktoria voor jongeren en kleinere volwassenen. Beide fietsen hebben een lage en ruime instap wat op- en afstappen gemakkelijk maakt.

Vanwege de drie wielen is het niet noodzakelijk om af te stappen wanneer je (bijna) stil komt te staan. Met optionele trapondersteuning wordt fietsen nog eenvoudiger.



Voordelen

- ✓ Breedte van de fiets eenvoudig in te schatten
- ✓ Lage en ruime instap
- ✓ Goed overzicht door hoge zitpositie
- ✓ Stabiele fiets door drie wielen
- ✓ Veilig op- en afstappen door gebruik te maken van de parkeerrem

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Mand of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden
- Spiegel, balanspedaal of voetenbakje voor extra veiligheid
- Ergogel zadel
- 8 versnellingen met vrijloop of terugtraprem

//

"Dankzij de Viktor heb ik het vertrouwen dat ik de breedte van een doorgang goed inschat." - Bob



Viktoria



Viktor





Easy Go

Scootmobiel fiets

De Easy Go is een unieke fiets: het is een (elektrische) fiets en een scootmobiel in één. Je kan tijdens een rit eenvoudig wisselen tussen drie standen. Je fietst geheel zelfstandig, je fietst met trapondersteuning of je rijdt in de scootmobielstand.

Elektrisch fietsen of rijden kan in drie ondersteuningsstanden, zowel voor- als achteruit. Bij de scootmobiel functie kun je de voeten laten rusten op de opklapbare voetenplaat. De Easy Go is stabiel, compact en wendbaar en daarom zeer geschikt om boodschappen mee te doen. Je hebt een rechte zithouding door de comfortabele zitting.



Voordelen

- ✓ Fiets, elektrische fiets (Smart E-Bike) en scootmobiel in één
- ✓ Compacter dan een scootmobiel
- ✓ Zowel voor- als achteruit fietsen en rijden
- ✓ Veilig door de anti-kiep wielen en parkeerrem
- ✓ Er is geen rijbewijs of rijvaardigheidscertificaat nodig

Populaire opties/accessoires

- Extra accupakket of accu met meer capaciteit voor grotere actieradius
- Eénhandig te bedienen slot
- Opklapbare armleuningen
- Richtingaanwijzer set
- Comfortstoel XL

//

“Door mijn ziekte heb ik vaak niet genoeg energie om te fietsen. Met de Easy Go kan ik toch naar buiten.” – Wendy





“De Balance fietst fijn en ik kan altijd met beide voeten op de grond staan. Het voelt heel veilig.” - Jacqueline



Balance

Lage instapfiets

De Balance is een lage instapfiets. Door het unieke frame heb je een lage zitpositie, waardoor je beide voeten op de grond kan zetten. Hierdoor hoef je niet van het zadel af en kun je toch met optimaal gestrekt been fietsen.

Het zwaartepunt ligt bij deze fiets lager, wat het fietsen extra gemakkelijk en comfortabel maakt. De Balance heeft een unieke ergonomische zithouding waarbij polsen, schouders en de nek worden ontlast.

Wil je een lage instapfiets met drie wielen? Dan is de Maxi Comfort driefwiel fiets een goede keuze. Bekijk de Maxi Comfort op pagina 14.

Voordelen

- ✓ Extra ruime en lage instap
- ✓ Altijd met beide voeten aan de grond zonder af te stappen
- ✓ Meer kracht door voorwaartse trapbeweging
- ✓ Ergonomische zithouding
- ✓ Fietst comfortabel door lager zwaartepunt

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Verschillende framematen
- Eénhandig te bedienen slot
- Fietstas of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden
- Spiegel voor extra veiligheid





City

Loophulp

Met de City loophulp, ook wel loopfiets genoemd, kost lopen of staan veel minder moeite. Je lichaamsgewicht wordt gedragen door het zadel, waardoor je rug, heupen, knieën en enkels ontlast worden.

Opstappen is eenvoudig en veilig door de lage instap en de handrem waarmee je de loophulp fixeert bij het opstappen. Is een rolstoel nog niet nodig en heeft een rollator niet je voorkeur? Met de City zijn lange afstanden lopen weer mogelijk. Daarnaast is de loophulp toegestaan in veel winkels.

De City is zeer wendbaar door het compacte formaat en de twee kleine stevige wielen.



Voordelen

- ✓ Ontlast rug, heupen, knieën en enkels
- ✓ Lopen kost minder moeite
- ✓ Opvouwbaar en hierdoor makkelijk mee te nemen
- ✓ Compact en licht van gewicht
- ✓ Wendbaar door de twee wielen

Populaire opties/accessoires

- Afneembaar mandje aan het stuur
- Snelspanner voor eenvoudig verstellen van het stuur
- Versterkte uitvoering (tot 150 kg)
- Ergogel zadel
- Verschillende framehoogtes



"Ik kan niet meer zonder mijn loophulp. Ik doe er zelfs boodschappen mee en mag bijna elke winkel in." - Ingrid





Samen fietsen

Duofietsen

Als zelfstandig fietsen niet gaat, kan er gekozen worden voor een Van Raam fiets waarmee je samen kunt fietsen.

Op een duofiets zit je naast elkaar. Bij de Fun2Go is er één bestuurder en één passagier. De FunTrain is een aanhanger die achter de Fun2Go wordt gekoppeld. Zo kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen.

Voordelen

- ✓ Goed zicht en communicatie door zitplaatsen naast elkaar
- ✓ Eén hoofdbestuurder + passagier(s)
- ✓ Als de passagier kan zitten, kan deze al mee
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Samen genieten van fietstochten





“Dankzij de Fun2Go komen we weer op meerdere plekken. We hebben onze vrijheid terug.” - Olivia

Voordelen

- ✓ Goed zicht en goede communicatie door zitplaatsen naast elkaar
- ✓ Als de passagier kan zitten, kan deze al mee (meefietsen is niet verplicht)
- ✓ Eenvoudig te besturen met korte draaicirkel
- ✓ Eén persoon stuurt, beide kunnen trappen
- ✓ Comfortabele verstelbare zittingen met rugleuning

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Draaibare stoel om eenvoudig op te stappen
- Gordel, armleuning of voetenbakje voor extra veiligheid
- Wegklapbare voetenplaat voor passagier
- Schakelnaaf om te bepalen of passagier wel/niet meefietst



Fun2Go

Duofiets

Met de Fun2Go duofiets kun je samen fietsen. Doordat je naast elkaar zit, kun je goed met elkaar communiceren en samen van de omgeving genieten.

De bestuurder heeft de volledige controle over de duofiets en de passagier kan optioneel meetrappen. Hierdoor is deze fiets zeer geschikt om samen te fietsen met personen die niet (meer) zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.

De Fun2Go zorgt gegarandeerd voor uren fietsplezier en wordt veel gebruikt bij onder andere zorginstellingen. Om zonder veel inspanning goed te kunnen fietsen, kun je kiezen voor elektrische trapondersteuning.





FunTrain

Duofietsaanhanger

Samen fietsen wordt met de FunTrain nog specialer. Met deze duofietsaanhanger, die je achter een Fun2Go koppelt door middel van een trekhaak, kan één hoofdbestuurder met drie passagiers fietsen.

De hoofdbestuurder zit op de voorste duofiets en heeft de volledige controle over de trein, omdat de bestuurder als enige kan sturen en remmen. De aanhanger beschikt over een automatische oplooprem waardoor deze veilig en goed remt. Bij de FunTrain zit je naast elkaar, waardoor je goed met elkaar kan communiceren en ondertussen van de omgeving kunt genieten.

Door het opklapbare steunwiel is een losgekoppelde FunTrain makkelijk te verplaatsen.



//

"Het is gezellig om met drie bewoners op pad te gaan, zij kijken uit naar de ritjes die we maken." - Kim



Voordelen

- ✓ Eén begeleider fietst met drie passagiers
- ✓ Eenvoudig te koppelen achter een Fun2Go duofiets
- ✓ Goed zicht en communicatie door zitplaats naast elkaar
- ✓ Eenvoudig te verstellen zittingen met rugleuning
- ✓ Losse FunTrain makkelijk op de plek zetten met opklapbaar steunwiel

Populaire opties/accessoires

- Wegklapbare voetenplaat voor passagiers
- Keuze of passagiers van de FunTrain wel/niet/verplicht meefietsen
- Gordels en armleuningen voor extra veiligheid
- Voetenbakje voor pedaalaanpassing
- Anti-lek banden





Tandems

De tandems van Van Raam worden gebruikt om samen te kunnen genieten van het fietsen. Door de lage instap en de verschillende opties worden de tandems veel gebruikt voor mensen die niet zelfstandig kunnen fietsen.

Van Raam heeft tweewiel- en driewieltandems voor twee volwassenen en tandems voor een volwassene en een kind.

Voordelen

- ✓ Mobiliteit vergroten
- ✓ Goed overzicht door de hoge zitpositie
- ✓ Lage instap
- ✓ Verkrijgbaar in diverse uitvoeringen met verschillende opties
- ✓ Eenvoudig in gebruik





Twinny en Twinny Plus

Tandems voor volwassenen

De Twinny is een tweewieltandem voor volwassenen. Bij deze fiets zit je achter elkaar tijdens een fietstocht, met meer ruimte tussen beide zitplaatsen dan de gemiddelde tandem. Eén persoon stuurt en remt, beide kunnen trappen. De hoofdbestuurder kan optioneel de manier van meefietsen van de passagier instellen. Het grote voordeel van deze tandem is de lage instap. Bij de Twinny heb je een hoge zitpositie, waardoor beide fietsers een goed overzicht hebben.

De Twinny Plus is een tandem met drie wielen. Deze tandem is gebaseerd op de Twinny tandem, maar heeft twee wielen achter. Het fijne van deze driewieltanden is dat je veel stabiliteit hebt en makkelijk op- en af kunt stappen als de fiets stilstaat.

De tandems hebben een stevig en stabiel frame dat zorgt voor goede rij-eigenschappen.



Twinny



Twinny Plus



Voordelen

- ✓ Extra ruimte tussen beide personen
- ✓ Lage instap
- ✓ Eenvoudig op- en afstappen door de stevige standaard op de Twinny
- ✓ Bij de Twinny Plus kan je makkelijk op- en afstappen door de drie wielen
- ✓ Goed overzicht door hoge zitpositie

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Keuze uit voor- of achterbesturing
- Verschillende framehoogtes
- Rugsteun (met riem) of voetenbakje voor fixatie en veiligheid
- Bestuurder kan kiezen of passagier wel/niet/verplicht meefietst

//

“Paul kan niet zelfstandig fietsen, maar heeft een goede fysieke gezondheid. Hij geniet van fietsen.” - Laura





Kivo en Kivo Plus

Tandems voor kind + ouder/begeleider

De Kivo is een tweewieltandem voor een ouder of begeleider die met een kind wil fietsen. Het kind zit voor op de tandem en heeft zo goed zicht op de omgeving tijdens een fietstocht.

De ouder zit achterop en kan daarmee het overzicht bewaren op het kind en het verkeer. De Kivo heeft 8 versnellingen en een schakelbare vrijloopnaaf, zodat de ouder kan kiezen of het kind wel/niet/verplicht meefietst.

De Kivo Plus is een driewieltandem wat zorgt voor meer stabiliteit tijdens het fietsen. Door de twee achterwielen wordt het nog gemakkelijker om op- en af te stappen van de tandem.



Kivo



Kivo Plus



||

"Het is zo fijn om met onze dochter te kunnen fietsen! Lekker samen naar buiten en naar de speeltuin." - John

Voordelen

- ✓ Goed zicht op de omgeving en weg voor zowel ouder/begeleider als kind
- ✓ 8 versnellingen en schakelbare vrijloopnaaf
- ✓ Lage instap voor zowel ouder/begeleider als kind
- ✓ Begeleider kan kiezen of kind wel/niet/verplicht meefietst
- ✓ Goede rij-eigenschappen vergeleken met tandems van andere fabrikanten

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Rugsteun (met riem) voor fixatie en veiligheid
- Verschillende framehoogtes
- Voetenbakje of crankverkorter voor pedaalaanpassing
- Transferstandaard op de Kivo voor gemakkelijk op- en afstappen





Rolstoelfietsen

De rolstoelfietsen van Van Raam maken het mogelijk om samen te fietsen met iemand die dit niet zelf kan.

Op de OPair neemt de passagier plaats in de zitting aan de voorkant van de fiets. Bij de VeloPlus kan de passagier in de eigen rolstoel blijven zitten.

Voordelen

- ✓ De fietsen kunnen tot dicht bij de eindbestemming gebruikt worden
- ✓ Goed zicht voor zowel bestuurder als passagier
- ✓ Eenvoudig in gebruik
- ✓ Mobiliteit vergroten op een milieuvriendelijke manier
- ✓ Passagier en begeleider kunnen samen genieten van fietstochten





//

"Helaas kan ik niet zelfstandig fietsen, maar met deze fiets kunnen we er toch weer samen op uit." - Richard



OPair

Rolstoelfiets

De OPair is geschikt om samen te fietsen met iemand die niet zelf kan fietsen. Aan de voorkant van de OPair is een comfortabele zitting gemonteerd, maar er kan ook optioneel voor een eigen zitting worden gekozen.

De zitdiepte en de rugleuning kunnen worden ingesteld op de maten van de passagier. De bestuurder van de fiets heeft goed overzicht op de weg en op de passagier. De passagier kan van het uitzicht genieten.

De OPair is ook verkrijgbaar met een deelbaar frame, zodat het voorste gedeelte op locatie als rolstoel gebruikt kan worden.



Voordelen

- ✓ Stabiël fietsen door schuinstaande voorwielen
- ✓ Eenvoudig te besturen door normale stuuruitslag
- ✓ Vering voor extra comfort voor passagier en bestuurder
- ✓ Ergonomische fietshouding voor bestuurder
- ✓ Wegklapbare en verstelbare voetensteunen voor passagier

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Deelbaar frame: voorste gedeelte is te gebruiken als losse rolstoel
- Zitbreedte instelbaar, zodat de zitting ook geschikt is voor kinderen
- Diverse gordels of voetfixatie voor de passagier
- Extra accupakket voor grotere actieradius





VeloPlus

Rolstoeltransportfiets

De VeloPlus is een fiets waarop mensen in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden. De rolstoel met passagier kan gemakkelijk op het kantelbare plateau gereden worden zonder tilhulp of grote krachtinspanning. De VeloPlus is standaard geschikt voor een passagier inclusief rolstoel tot max. 140 kg.

De rolstoel wordt veilig op de rolstoelfiets vastgezet door middel van rolstoelvergrendeling en een gordel. Het lage zwaartepunt en de breed geplaatste voorwielen zorgen voor een stabiele fiets. Dit maakt de fiets ideaal voor fietstochtjes met rolstoelgebruikers.

Optionele trapondersteuning maakt het fietsen op deze modern vormgegeven rolstoelfiets nog makkelijker.

//

"Met deze fiets kan ik met mijn vader fietsen en kunnen we samen weer leuke uitstapjes maken." - Jessica



Voordelen

- ✓ Passagier kan in eigen rolstoel blijven zitten
- ✓ Kantelbaar plateau om passagier in rolstoel op de fiets te zetten
- ✓ Stabiel en wendbaar door laag zwaartepunt en meesturende voorwielen
- ✓ Drie fixeershaken en gordel om rolstoel veilig mee vast te zetten
- ✓ Geschikt voor vrijwel iedere handbewogen rolstoel (max. 74 cm breed)

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Anti-lek banden
- Elektrisch liersysteem om passagier in rolstoel op de fiets te zetten
- Extra accupakket voor grotere actieradius
- Versterkte voorzijde (passagier inclusief rolstoel tot max. 200 kg)





“Onze cliënten vinden fietsen heerlijk. Ze komen op bekende ‘oude’ plekken en genieten hiervan.” – Thomas



Chat

Riksja transportfiets

De Chat is een riksja waarbij één bestuurder met één of twee passagiers voorop de fiets kan fietsen. De passagiers zitten in een ergonomische zitkuip met gordels en vering. De bestuurder zit achter hen en heeft daardoor goed zicht over de passagiers en het verkeer.

De Chat geeft mensen de mogelijkheid om met elkaar te kletsen tijdens een gezellige fietstocht. De fiets is geschikt voor mensen die onder begeleiding eropuit willen trekken. Met de Chat is elk ritje een echt uitje!



Voordelen

- ✓ Standaard uitgerust met trapondersteuning (Smart E-Bike)
- ✓ Comfortabel en veilig zitten op het bankje voorin met gordels
- ✓ Eenvoudig op te stappen door neerklapbare voetenplaat
- ✓ Voordeliger dan vervoer per bus/taxi
- ✓ Gemakkelijk te besturen

Populaire opties/accessoires

- Een huif, zodat passagiers beschut zijn tegen zon en regen
- Extra accupakket voor grotere actieradius
- Spiegel voor extra veiligheid
- Fietstas of stokhouder voor het meenemen van benodigdheden
- Beenkleed, zodat passagiers ook op koude dagen warm blijven



Technische specificaties

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktor		Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Framehoogte (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42		50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ voor 52 ¹ achter	30 ¹ voor 52 ¹ achter	52	52	52
Instaphoogte (cm)	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19		16,5	28,5	23	22	-	-	37 voor 44 achter	37,5 voor 45 achter	36 voor 43 achter	36 voor 45 achter	45	28	45
Gewicht fiets (± kg) (zonder elektrosysteem)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30		30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Max. gewicht bagagedrager (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15		15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lengte fiets (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155		173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Breedte fiets (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80		89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
Optie deelbaar frame	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. gebruikersgewicht (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110		110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Binnenbeenlengte (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80		75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ voor 77-89 ¹ achter	50-62 ¹ voor 77-89 ¹ achter	80-95	80-95	80-95

¹ = Aanpasbaar ² = Versterkte uitvoering mogelijk

³ = OPair: zowel bestuurder als passagier max. 120 kg. VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte voorzijde max. 200 kg). Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.

Opties/accessoires

Om een Van Raam fiets op je eigen wensen en behoeften af te stemmen, is het mogelijk om de fiets uit te breiden met opties/accessoires. Bij elk type fiets zijn er speciale opties verkrijgbaar die je helpen met fietsen, zorgen voor comfort en/of je fiets veiliger maken. Denk hierbij aan voetenbakjes, crankaanpassingen, gordels, rugsteunen, schakelpoken, speciale sturen of zadels, spiegels en stokhouders. Per Van Raam fiets kun je deze opties bekijken op de website. Daarnaast is het mogelijk om een Van Raam fiets in bijna elk mogelijke RAL-kleur te laten poedercoaten.

Twijfel je over de verschillende opties? Tijdens een afspraak bij Van Raam wordt er samen met een technisch adviseur gekeken welke fiets met welke opties het best bij jou past. Ook kun je tijdens deze afspraak veel gekozen opties van een Van Raam fiets bekijken en proberen, zodat je zeker weet dat je de juiste opties kiest voor jouw fiets. Bekijk pagina 60 voor meer informatie over een afspraak bij Van Raam.

Naast de standaard opties verzorgt Van Raam ook maatwerk aanpassingen. Zo maken wij frames voor uitzonderlijke lengtes, gewichten of andere lichamelijke beperkingen. Informeer bij Van Raam naar de mogelijkheden.

Bekijk hiernaast de meest verkochte opties en accessoires van Van Raam.



Bekijk alle opties en accessoires op de website!

Trapondersteuning (Smart E-Bike)



Voetenbakje



Gordel



ArMLEuning



Mand



Crankaanpassing



Rugsteun (met riem)



Voetenplaat



Speciaal stuur



Trapondersteuning (Smart E-Bike)


Alle Van Raam elektrische fietsen zijn voorzien van het Silent systeem. Dit systeem biedt trapondersteuning tijdens het fietsen. De motorbehuizing, accu's, controller, software en het Smart display zijn speciaal door ons ontwikkeld voor onze aangepaste fietsen. Het systeem is makkelijk te gebruiken en maakt het fietsen eenvoudiger.



Voordelen Silent Systeem

- ✓ Drie verschillende ondersteuningsstanden en starthulp
- ✓ Eenvoudig te gebruiken
- ✓ Vrijwel geruisloze, maar zeer krachtige elektromotoren
- ✓ Uiterst hoogwaardige en veilige accu's
- ✓ Individueel te programmeren ondersteuning aangepast op de beperking
- ✓ Jarenlang winnaar ExtraEnergy test
- ✓ Smart E-Bike (IoT connected)
- ✓ Gratis Van Raam E-Bike App
- ✓ Voor- en achteruit fietsen met trapondersteuning (m.u.v. tweewielers en fietsen met terugtraprem)

Van Raam E-Bike App



VR1F motor van Silent electrosysteem

Smart E-Bike met app

Alle elektrische fietsen van Van Raam zijn Smart E-bikes. Dit houdt in dat ze verbonden zijn met het internet (IoT connected) en dat je gegevens over je fiets kunt inzien op de Van Raam app op je telefoon. Deze app kun je gratis downloaden in de app store van jouw smartphone en is te gebruiken als luxe fietscomputer. Je kunt bijvoorbeeld de recepten aanpassen en na een fietstocht je gemiddelde snelheid en de totaal gefietste afstand bekijken.

Het is ook mogelijk om meldingen te ontvangen over je fiets via de Van Raam Smart E-Bike App. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een melding te ontvangen wanneer je accu bijna leeg is, of dat je accu te koud/warm is.

Starthulp

Het Silent electrosysteem is standaard uitgerust met een starthulp: indien gewenst kun je over een afstand van ongeveer 10 meter ongeveer 6 km/per uur rijden zonder zelf mee te trappen.

Smart display

Het Silent systeem kun je bedienen met het Smart display dat op het stuur van de fiets wordt geplaatst. Op het Smart display zitten 5 knoppen; de aan/uit knop, 3 knoppen voor de verschillende ondersteuningsstanden en de knop van de starthulp.



Smart display

Accu indicatie

Op het Smart display kun je tevens de status van je accu bekijken aan de hand van gekleurde indicatie LED's. Deze accu indicatie bestaat uit vijf groene LED's waarvan de meest linkse ook rood kan branden. De accu indicatie geeft aan hoe vol de accu nog is. Ook op de accu is deze indicatie aan de hand van LED's te zien.

Accu's

Van Raam maakt gebruik van twee verschillende Lithium Ion (Li-ion) accu's. De hoogwaardige accu's worden in Nederland geproduceerd en gaan vele laadcycli mee. Van Raam levert een geruisloze en krachtige (6 Ampère) lader bij de accu's. Deze is uitgerust met een zelfzoekende magnetische connector, zodat deze eenvoudig en met één hand te verbinden is met de accu.

De elektrische driewielfietsen, duofietsen en driewieltandems hebben allemaal een Cube Li-ion accupakket (11 of 25 Ah). De overige elektrische fietsen hebben een Slim Li-ion pakket (13 Ah). De accu's hebben een zeer hoge capaciteit, op een aantal fietsen is het mogelijk twee accu's te gebruiken die samen een maximale capaciteit hebben van 1760 Wh.

Voor het Silent electrosysteem zijn er drie verschillende motoren, de VR1F Silent, VR2F Silent HT en de VR2R Silent HT. Deze motoren leveren een maximaal nominaal continu vermogen van 250 Watt.



Cube Li-ion accu



Slim Li-ion accu



Over Van Raam

Van Raam heeft een historie van meer dan 110 jaar en maakt al bijna 100 jaar fietsen. Sinds 1986 ligt de focus op aangepaste fietsen. We hebben een historie als framebouwer en zijn specialist en wereldmarktleider in aangepaste fietsen.

Een Van Raam fiets maakt mensen mobiel en geeft mensen meer vrijheid en zelfstandigheid. Wij hebben daarom een breed aanbod van fietsen voor mensen met een beperking. De unieke rij-eigenschappen van iedere Van Raam fiets zorgen voor een bijzondere fietsbeleving.

Onze Nederlandse kwaliteitsfietsen worden ontworpen door onze eigen ontwikkelingsafdeling en de productie vindt bijna geheel plaats in eigen huis. Met innovatieve en moderne productietechnieken en door het toevoegen van opties, accessoires en frame-aanpassingen maken wij voor vrijwel iedereen een passende aangepaste fiets.



Lees meer over Van Raam

Innovatie

Bij Van Raam zijn we altijd bezig om onze producten en processen te verbeteren en te vernieuwen. Van Raam streeft bij iedere afdeling naar innovatie en ontwikkeling. We zijn er dan ook trots op dat we onze fietsen hebben doorontwikkeld met de meest moderne productiemethoden. Sinds december 2018 doen we dit in onze duurzame en moderne fietsfabriek in Varsseveld.

We hebben diverse innovatie-awards gewonnen en we zijn koploper in Smart Industry en Smart Working. Van Raam is met de ontwikkeling van Smart Industry veel gaan digitaliseren, automatiseren en robotiseren.

De volgende innovatieve ontwikkelingen zijn van toepassing bij Van Raam:

- ✓ Focus op duurzaamheid en milieu
- ✓ Moderne technieken en machines
- ✓ Maatschappelijk verantwoord ondernemen
- ✓ Samenwerking met studenten (innovatiehub Innovar)


Van Raam

- ✓ Meer dan 110 jaar ervaring
- ✓ Trots familiebedrijf
- ✓ Maakt mensen mobiel
- ✓ Maatwerk
- ✓ Specialist en wereldmarktleider
- ✓ Nederlandse kwaliteit
- ✓ Innovatieve en moderne productietechnieken

3D scanner



Lasrobot



Productieproces

Het productieproces van een Van Raam fiets ziet er als volgt uit:

1. Ontwerp

Onze Research en Development afdeling ontwerpt een nieuwe fiets.

2. Productie frame

Al onze fietsframes bestaan uit stalen buizen die bewerkt worden door verschillende machines. Denk hierbij aan computer gestuurde freesmachines en een 3D lasermachine. Onze lasrobot en lassers lassen alle bewerkte buizen aan elkaar tot een frame.

3. Stralen en poedercoaten

In een straalkast worden alle frames gestraald waarna ze in onze eigen spuitery gepoedercoat worden. Een Van Raam fiets kan in bijna elk mogelijke RAL-kleur gepoedercoat worden.

4. Wielenmakerij

In onze wielenmakerij assembleren we alle wielen zelf. We spaken alle wielen en met een machine wordt het velglint op de velg geplaatst. Na het velglint worden de spaken gespannen en wordt getest of de spanning goed is of dat het nog moet worden bijgesteld. Vervolgens worden de binnen- en buitenband bevestigd. Hierna is het wiel gereed om gemonteerd te worden op de fiets.



5. Onderdelen verzamelen

In het geautomatiseerde magazijn worden alle onderdelen verzameld die de monteurs op het fietsframe van de Van Raam fiets monteren.

Dit verschilt per model en omdat bij iedere fiets uit heel veel opties en accessoires kan worden gekozen. Sommige onderdelen maken wij zelf, zoals de assen.

6. Montage


Onze monteurs monteren alle onderdelen op de fiets. Ook de opties zoals de elektromotor, voetenbakjes, rugsteun en stokhouder worden op de fiets gezet.

7. Eindcontrole

Als de fiets helemaal klaar is wordt de fiets door onze eindcontrole monteurs nog één keer nagekeken en uitvoerig getest.

Als de fiets door de eindcontroleur is goedgekeurd wordt de fiets klaar gemaakt voor transport en wordt de fiets verzonden naar de dealer/rijwielzaak die de fiets besteld heeft. De dealer/rijwielzaak zorgt voor de aflevering aan de klant.

Scan de QR-code met je smartphone/tablet en ontdek alles over het maken van een aangepaste fiets op de website.





Aanschaf

Showroom

In onze ruime showroom in Varsseveld staan alle Van Raam fietsen. Naast de driewielers, rolstoelfietsen, tandems, duofietsen, lage instap fietsen, loophulp, transportfiets en scootmobiel fiets zijn ook de veel gekozen opties en accessoires in de showroom aanwezig. Op afspraak kun je de Van Raam showroom bezoeken. Bekijk de veel gekozen opties en accessoires op pagina 52.

Van Raam heeft ook een showroom/experience center in Duitsland. Hier kun je net zoals in Nederland alle Van Raam fietsen testen. Neem contact op met Van Raam om een afspraak te maken voor een bezoek aan één van onze showrooms.

Proefrit bij Van Raam

Een uitgebreide testrit met een Van Raam fiets is erg belangrijk, omdat een aangepaste fiets heel anders fietst dan een reguliere tweewielers.

Heb je interesse in een Van Raam fiets? Je kunt op afspraak vrijblijvend een proefrit maken op één of meerdere fietsen in één van onze showrooms. Plan zelf een afspraak in via de online planner op onze website, of neem telefonisch contact op met Van Raam.

Tijdens de afspraak ontvang je deskundig advies van onze technische adviseurs onder genot van een kop koffie of thee. Je kunt diverse fietsen uitproberen. In Varsseveld kan dit zelfs op een testbaan.

Plan een proefrit!



Configurator

Bij Van Raam heb je de mogelijkheid om online je eigen fiets samen te stellen. Hier kun je alle keuzes maken voor jouw fiets en eventuele opties toevoegen.

Zodra je de fiets naar jouw wensen hebt samengesteld, zie je precies wat de kosten zijn van jouw unieke Van Raam fiets.



Scan deze QR-code en stel je fiets samen met de online configurator.

Dealers

De verkoop van Van Raam fietsen gaat via onze dealers. Van Raam fietsen zijn internationaal verkrijgbaar bij o.a. de dealers die op onze website staan. Wij hebben verschillende soorten dealers, bijvoorbeeld Premium Dealers, revalidatiespecialisten/hulpmiddelenleveranciers, service partners en verhuurlocaties.

Bij sommige dealers is het ook mogelijk om een proefrit te maken. De Premium Dealers hebben meerdere Van Raam fietsen in hun showroom staan. Daarnaast is er bij Premium Dealers altijd een specialist aanwezig en bezit de dealer over een werkplaats en vaardigheden om service uit te voeren.

Bekijk welke dealer er in jouw buurt is gevestigd via www.vanraam.com/dealers.



Service

Garantie

Van Raam staat voor kwaliteit. Bij aankoop van een Van Raam fiets krijg je dan ook een uitgebreide fabrieksgarantie.

Wij hebben over de hele wereld deskundige dealers die onze aangepaste fietsen verkopen. De Van Raam dealers bestellen de fietsen en zorgen voor de aflevering aan de klant. Zij verzorgen ook de service en regelen de garantie.

Het is belangrijk dat je Van Raam fiets tenminste jaarlijks wordt geïnspecteerd door een dealer om aanspraak te kunnen blijven maken op de garantie. Dit zorgt daarnaast ook voor een blijvende optimale fietservaring.



Onderhoud Van Raam fiets

Een goed onderhouden fiets zorgt voor meer en langer fietsplezier. Om de conditie van je fiets optimaal te houden, kan er op regelmatige basis licht onderhoud (zoals het schoonmaken van de fiets en het smeren) en afstelwerk worden uitgevoerd. Dit verschilt per Van Raam fiets. Het is belangrijk om te weten wat er zelf onderhouden kan worden en wat via de Van Raam dealer gaat.

Meer informatie over het onderhoud is te vinden in de gebruiksaanwijzing van de betreffende fiets. Gebruiksaanwijzingen vind je op de productpagina van de fiets via www.vanraam.com.

Reparatie via je Van Raam dealer

Mocht er, ondanks goed onderhoud, een storing of defect zijn aan de fiets, dan kan er contact worden opgenomen met je Van Raam dealer voor reparatie. Reparaties, onderhoud en modificaties worden uitgevoerd met originele Van Raam onderdelen. Mocht een dealer toch nog met een vraag blijven zitten, dan kan de dealer altijd contact opnemen met de service-afdeling van Van Raam.

Volg Van Raam online

Al het nieuws en informatie over Van Raam vind je op de website www.vanraam.com. Volg ons op de sociale media kanalen YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en LinkedIn en mis niks. Abonneer op ons YouTube kanaal en ontdek elke week een nieuwe product-, instructie- of informatieveideo.



Colofon

Deze productgids is een uitgave van Van Raam Reha Bikes B.V. Niets uit deze productgids mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsopname, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van Van Raam Reha Bikes B.V. Bij foto's van de fietsen kan het zijn dat er afbeeldingen worden gebruikt met opties die niet op de standaard uitvoering zitten. Tevens kunnen er na productie van deze productgids veranderingen aan de fiets zijn aangebracht. Lees voor het gebruik van onze fietsen eerst altijd de gebruiksaanwijzing goed door. Copyright ©. Druk- en zetfouten voorbehouden. Versie 1.





Van Raam

Fabrikant van aangepaste fietsen

Guldenweg 23

7051 HT Varsseveld, Nederland

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com



vanraam®
Let's all cycle