

Guide des produits

Tricycles

Vélo-scooter

Vélos à enfourchement plus bas

Soutien à la marche

Vélos doubles

Tandems

Vélos pour fauteuil roulant

Vélo de transport





La direction de Van Raam : Marjolein, Ronald et Jan-Willem

Let's all cycle!

Nous pensons que lorsque les gens sont mobiles et indépendants plus longtemps, ils se sentent plus heureux. C'est pourquoi nous offrons une mobilité durable et contemporaine aux personnes à mobilité réduite, qui ne peuvent faire du vélo sur un vélo traditionnel. Avec un vélo Van Raam, vous goûtez à l'indépendance et à la liberté. C'est notre vision et la raison de notre existence.

Nous sommes une entreprise familiale avec une histoire de 110 ans. Depuis les années 1980, nous nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication de vélos adaptés uniques.

Nous sommes fiers de ce que nous réalisons ensemble et de l'impact durable que nous avons sur nos clients. Nous le faisons actuellement avec environ 300 employés. Let's all cycle!

Marjolein Boezel

Jan-Willem Boezel

Ronald Ruesink

Scannez ce code QR et vous arrivez directement sur www.vanraam.com



4



30



54



56

Contenu

Let's all cycle!	2
Faire du vélo de manière autonome	4
Tricycles	4
Vélo-scooter	24
Vélo à enfourchement plus bas	26
Soutien à la marche	28
Faire du vélo ensemble	30
Vélos doubles	30
Tandems	36
Vélos pour fauteuil roulant	42
Vélo de transport	48
Caractéristiques techniques	50
Options/accessoires	52
Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)	54
À propos de Van Raam	56
Achat	60
Entretien	62

Scannez le code QR

Des codes QR sont utilisés dans cette brochure. Ces codes QR contiennent un lien vers une page du site internet de Van Raam. La page internet contient plus d'informations sur le sujet en question.

Vous pouvez scanner un code QR en ouvrant l'appareil photo de votre smartphone/tablette et en le pointant sur le code QR. Vous verrez alors un lien apparaître, sur lequel vous pourrez cliquer et vous serez redirigé vers le site internet. Cela ne fonctionne pas ? Téléchargez alors une application de lecture de codes QR depuis la boutique d'applications de votre smartphone/tablette.



Faire du vélo de manière autonome

Tricycles

Les tricycles permettent aux personnes à mobilité réduite de faire du vélo de manière autonome plus longtemps. Les trois roues offrent stabilité et sécurité lorsque l'on fait du vélo.

Van Raam propose différents modèles de tricycles dans sa gamme pour toutes les tranches d'âge. Vous trouverez presque toujours un vélo qui répond à vos besoins.

Avantages

- ✓ S'arrêter sans descendre
- ✓ Les trois roues offrent une bonne stabilité lorsque l'on fait du vélo
- ✓ De nombreux modèles différents
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité
- ✓ Vous n'avez pas besoin de garder l'équilibre vous-même



Easy Rider

Tricycle avec siège

L'Easy Rider est un tricycle pour adultes avec des caractéristiques de conduite optimales, sur lequel vous pouvez facilement rouler. Le cadre unique permet un enfourchement plus bas et le centre de gravité est plus bas. Ce qui procure un sentiment de stabilité et de sécurité.

Ce tricycle dispose d'un siège confortable et facilement réglable. Le mouvement de pédalage vers l'avant et la suspension dans le cadre assurent un parfait confort de conduite. L'Easy Rider convient donc pour des petites, mais également des longues balades à vélo.

Grâce à son design moderne et aérodynamique, en partie dû à ses tubes hydroformés, le tricycle Easy Rider a une apparence sportive. Avec l'assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike), faire du vélo est encore plus facile.

Avantages

- ✓ Cadre à suspension pour un confort optimal
- ✓ Maniable grâce au petit rayon de braquage
- ✓ Un siège confortable soulageant le coccyx avec un dossier réglable
- ✓ Convient jusqu'à 140 kg (avec cadre renforcé, jusqu'à 180 kg)
- ✓ Siège et guidon très faciles à régler

Options/accessoires populaires

- Différentes tailles de cadre (M et L)
- Différents types de suspension pour un confort optimal
- Panier ou repose-canne pour transporter vos effets personnels
- Ceinture, rétroviseur, accoudoirs ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Batterie supplémentaire ou batterie avec plus de capacité et plus d'autonomie



||

« Avec l'Easy Rider, je peux sortir seule et reprendre plaisir à faire du vélo. Le siège est très confortable. » - Kristel





Easy Rider Junior

Tricycle avec siège

Le tricycle Easy Rider Junior a été spécialement développé pour les enfants à partir d'environ 4 ans et les adultes de petite taille. Le vélo offre beaucoup de stabilité en raison du centre de gravité bas et a un enfourchement plus bas.

Le siège avec dossier et la suspension dans le cadre offrent un confort de conduite supplémentaire lors des sorties à vélo. L'Easy Rider Junior a un look sportif et moderne.

Grâce au cadre unique, vous effectuez un mouvement de pédalage vers l'avant lorsque vous faites du vélo, ce qui vous permet de mettre plus de force avec vos jambes. Un vélo solide qui convient aux courtes et longues balades à vélo.

Avantages

- ✓ Assise confortable avec support dorsal
- ✓ Cadre à suspension pour un confort optimal
- ✓ Rayon de braquage court
- ✓ Passe à travers des portes normales
- ✓ Position assise basse avec centre de gravité bas pour plus de stabilité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Repose-pieds ou sangles de pédale pour le réglage de la pédale
- Rétroviseur pour plus de sécurité
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Panier pour transporter vos objets personnels



« Notre fille qui a des problèmes d'équilibre est très heureuse et fière de ce tricycle. » - Fam. Meyer



Easy Sport

Tricycle couché

L'Easy Sport est un tricycle idéal pour les sportifs qui apprécient également le confort. Ce tricycle est doté d'un siège réglable de manière ergonomique avec dossier, ce qui permet de faire du vélo de manière récréative et sportive.

Grâce au dessous du guidon, votre dos, votre cou, vos épaules et vos poignets sont moins sollicités. L'Easy Sport est réglable en longueur, vous obtenez ainsi la position de vélo idéale adaptée à votre taille.

La suspension dans le cadre offre un confort de conduite supplémentaire lors des sorties à vélo.

Avec l'assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike), faire du vélo avec l'Easy Sport est encore plus facile.



||

« Je ne peux pas lever mon bras correctement. Ce vélo avec guidon bas est la solution idéale. C'est super! » - Daniel

Avantages

- ✓ Assise confortable avec support dorsal
- ✓ Le dos, les épaules et les poignets sont moins sollicités, grâce au guidon bas
- ✓ La suspension offre un confort supplémentaire
- ✓ Permet de monter et descendre facilement
- ✓ Réglable en longueur

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Contrôle préféré sur un côté ou serrure à une main
- Divers sièges (siège XL ou siège allongé)
- Repose-pieds pour fixation sur la pédale



Maxi

Tricycle traditionnel

Le Maxi est un tricycle traditionnel mais tendance pour adultes. Grâce aux trois roues, vous êtes assis de manière stable et vous pédalez en toute sécurité. De plus, le vélo est maniable et offre une conduite fluide.

Avec le Maxi, vous disposez d'une position assise haute, ce qui vous donne une bonne vue d'ensemble de la route et de votre environnement lors d'une balade à vélo. Après une visite au magasin, vous pouvez facilement emporter vos courses avec vous à vélo dans le panier en option.

Grâce à l'entrée accessible, il est facile de monter et descendre. Bien entendu, le Maxi est également disponible avec un moteur électrique pour l'assistance électrique au pédalage.



« Je ne pouvais plus faire de vélo à cause d'un infarctus. Puis, le Maxi s'est présenté comme la solution parfaite! » - Eva

Avantages

- ✓ Tricycle stable en version « classique »
- ✓ La position assise élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ Peut passer par des portes normales
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- 8 vitesses ou selle ergo gel pour pouvoir faire du vélo confortablement
- Rétroviseur ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Pneus anti-crevaison
- Panier ou repose-canne pour transporter vos biens personnels nécessaires





Maxi Comfort

Tricycle avec enfourchement plus bas

Van Raam propose une variante du tricycle traditionnel. Le tricycle Maxi Comfort a une entrée extra basse et spacieuse. Cela permet de monter et descendre du vélo très facilement.

Sur ce tricycle, vous n'êtes pas au-dessus du pédalier mais légèrement derrière celui-ci. Cela vous permet de faire un mouvement optimal du genou tout en étant assis légèrement plus bas. Comme le centre de gravité est plus bas, ce tricycle est également plus confortable à conduire.

Vous cherchez un vélo à enfourchement plus bas avec deux roues ? Le Balance pourrait alors être une bonne option. Découvrez le Balance à la page 26.



« Le tricycle Maxi Comfort me redonne confiance et assurance nécessaires pour sortir et me déplacer. » - Gerda

Avantages

- ✓ L'enfourchement plus bas permet de monter et descendre facilement
- ✓ Une position assise ergonomique et confortable
- ✓ Plus de puissance grâce au mouvement de pédalage vers l'avant
- ✓ La position assise semi-élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Offre une conduite plus légère que le tricycle standard

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Différentes tailles de cadre
- Dossier (avec ceinture) ou repose-pieds pour la fixation et la sécurité
- Panier ou repose-canne pour transporter vos biens personnels nécessaires
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage





« Au départ, je ne voulais pas de tricycle, mais tout est devenu plus facile avec le Midi. Je peux aller n'importe où. » - Pierre

Avantages

- ✓ Tricycle stable en version « classique »
- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ La position assise élevée offre une bonne vue d'ensemble
- ✓ Peut passer par des portes normales
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage
- Dossier (avec ceinture) ou rétroviseur pour plus de sécurité
- Serrure à une main
- Panier pour transporter vos objets personnels



Midi

Tricycle traditionnel

Le tricycle traditionnel Midi convient aux enfants plus âgés à partir d'environ 8 ans ou aux adultes de petite taille.

Ce vélo au design tendance est maniable et offre une conduite fluide. De plus, le Midi est très stable grâce aux trois roues. Grâce à la position assise élevée, vous avez une bonne vue sur la circulation et les environs.

Malgré les trois roues, vous pouvez facilement passer par une porte normale avec le Midi, pour pouvoir mettre le vélo dans le hangar, par exemple.

Avec d'éventuelles options, telles que l'assistance électrique au pédalage, vous pouvez entièrement personnaliser le Midi et faire du vélo devient encore plus facile.



Mini

Tricycle pour enfant

Le Mini est un tricycle coloré pour les enfants à partir d'environ 4 ans. Les trois roues assurent la stabilité lors de son utilisation et facilitent la montée et la descente du vélo.

Le Mini est un vélo offrant une conduite fluide et que les enfants peuvent facilement utiliser. Il existe des options supplémentaires, telles qu'un guidon pour pousser le vélo qui peut être fixé au tricycle ou une fixation pour le dos et les pieds.

Le Mini permet aux enfants de refaire du vélo avec leurs amis et leur famille.



« Tim est très content de ce vélo. Avant cela, il ne pouvait pas faire de vélo, maintenant il peut le faire avec ses amis. » - Fam. Smits



Avantages

- ✓ Vélo stable
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité
- ✓ Très maniable
- ✓ Conduite souple
- ✓ Peut passer par des portes normales

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Guidon pour pousser le vélo
- Repose-pieds, prolongement de pédale ou sangle de pédale
- Hauteur du cadre réglable
- Dossier avec ceinture pour plus de sécurité



Husky

Tricycle pour enfant

Le tricycle coloré Husky convient aux jeunes enfants à partir d'environ 2 ans, avec des problèmes de stabilité.

Des réducteurs de manivelle sont toujours intégrés dans la manivelle, permettant ainsi à un enfant d'atteindre facilement les pédales. De plus, le Husky dispose d'un boîtier de pédalier spécialement développé pour que vous puissiez pédaler tout droit vers le bas.

Grâce au support dorsal en option, éventuellement avec ceinture, un enfant est fermement assis sur le vélo, et le guidon pour pousser le vélo quant à lui permet de pousser le tricycle lorsque faire du vélo seul est encore un peu difficile.

Il n'est pas possible d'installer un moteur électrique d'assistance au pédalage sur le Husky.

Avantages

- ✓ Une conduite fluide et un vélo maniable grâce, entre autres, au différentiel
- ✓ Réducteurs de manivelle
- ✓ Boîtier de pédalier spécialement pour un mouvement de pédalage droit vers le bas
- ✓ Selle facile à régler en hauteur par dégagement rapide sur la selle
- ✓ Coloré et sympa

Options/accessoires populaires

- Dossier avec ceinture pour plus de sécurité
- Guidon pour pousser le vélo
- Repose-pieds ou sangles de pédale pour le réglage de la pédale
- Guidons spéciaux
- Résistance plus légère ou plus lourde

||

« Grâce à ce vélo, notre fille peut à nouveau faire du vélo avec les autres enfants. » - Rian



Viktoria et Viktor

Tricycles avec deux roues à l'avant

Le Viktoria et le Viktor sont des tricycles équipés de deux roues à l'avant et d'une à l'arrière. Ces vélos sont spécialement conçus pour les personnes ayant des difficultés à estimer la largeur d'un tricycle.

Le Viktor est conçu pour les adultes et sa petite sœur Viktoria, pour les jeunes et les adultes de petite taille. Les deux vélos ont une entrée basse et spacieuse, ce qui facilite la montée et la descente.

Grâce aux trois roues, il n'est pas nécessaire de descendre lorsque l'on s'arrête (presque). Avec l'assistance électrique au pédalage, faire du vélo est encore plus facile.



Avantages

- ✓ Largeur du vélo facile à estimer
- ✓ Entrée basse et spacieuse
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée
- ✓ Vélo stable grâce aux trois roues
- ✓ Le frein de stationnement permet de monter et descendre en toute sécurité

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Panier ou repose-canne pour transporter vos biens personnels nécessaires
- Rétroviseur, sangles de pédale ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Selle ergo gel
- 8 vitesses avec frein à roue libre ou à rétropédalage



« Grâce au Viktor, je suis sûr de pouvoir estimer correctement la largeur d'un passage. » - Bob



Viktoria



Viktor





Easy Go

Vélo-scooter

L'Easy Go est un vélo unique : c'est à la fois un vélo (électrique) et un scooter. Vous pouvez facilement basculer entre trois modes pendant un trajet. Vous pédalez en toute autonomie, vous faites du vélo à l'aide de l'assistance électrique au pédalage ou vous conduisez en mode scooter.

Faire du vélo ou conduire avec l'assistance électrique peut être effectué dans trois positions d'assistance, à la fois pour avancer et reculer. Avec la fonction scooter, vous pouvez laisser vos pieds reposer sur le cale-pieds pliable. L'Easy Go est stable, compact et maniable et donc très adapté pour faire des courses. Vous avez une position assise droite grâce au siège confortable.



Avantages

- ✓ Vélo, vélo électrique (Smart E-Bike) et scooter en un
- ✓ Plus compact qu'un scooter
- ✓ Possibilité d'avancer et de reculer sur le vélo
- ✓ Roues anti-basculement et frein de stationnement pour plus de sécurité
- ✓ Aucun permis de conduire ou certificat de conduite n'est requis

Options/accessoires populaires

- Batterie supplémentaire ou batterie avec plus de capacité et plus d'autonomie
- Serrure à une main
- Accoudoirs rabattables
- Ensemble de clignotants
- Selle de loisirs XL



« À cause de ma maladie, je n'ai vraiment pas la force pour faire du vélo. Grâce à l'Easy Go, je peux quand même sortir. » - Wendy





||

« Circuler avec un Balance est très agréable car mes pieds peuvent toujours toucher terre. On se sent très en sécurité. » - Jacqueline



Balance

Vélo à enfourchement plus bas

Le Balance est un vélo à enfourchement plus bas. Le cadre unique vous offre une position assise plus basse vous permettant de pouvoir mettre les deux pieds au sol. Vous n'avez ainsi pas besoin de descendre de la selle et vous pouvez toujours pédaler avec la jambe étirée de manière optimale.

Le centre de gravité est plus bas sur ce vélo : faire du vélo est donc très facile et confortable. Le Balance offre une position assise ergonomique unique qui permet de moins solliciter les poignets, les épaules et le cou.

Vous cherchez un vélo à enfourchement plus bas avec trois roues ? Le tricycle Maxi Comfort est alors un excellent choix. Découvrez le Maxi Comfort à la page 14.

Avantages

- ✓ Enfourchement plus bas et plus spacieux
- ✓ Toujours les deux pieds au sol sans devoir descendre
- ✓ Plus de puissance grâce au mouvement de pédalage vers l'avant
- ✓ Position assise ergonomique
- ✓ Une conduite plus confortable grâce au centre de gravité plus bas

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Différentes tailles de cadre
- Serrure à une main
- Panier ou repose-canne pour transporter vos effets personnels
- Rétroviseur pour plus de sécurité





City

Soutien à la marche

Avec le soutien à la marche City, également appelé vélo d'équilibre, marcher ou se tenir debout demande beaucoup moins d'efforts. Votre poids corporel est porté par la selle, qui soulage votre dos, vos hanches, vos genoux et vos chevilles.

L'enfourchement plus bas permet de monter facilement sur le vélo et en toute sécurité. Le frein à main vous permet de fixer le vélo quand vous montez dessus. Un fauteuil roulant n'est pas encore nécessaire et vous ne souhaitez pas utiliser de déambulateur ? Le City vous permet à nouveau de faire de longues distances à pied. De plus, le soutien à la marche est autorisé dans de nombreux magasins.

Le City est très maniable grâce à sa taille compacte et ses deux petites roues robustes.



Avantages

- ✓ Dos, hanches, genoux et chevilles moins sollicités
- ✓ Marcher demande moins d'efforts
- ✓ Pliable et donc facile à transporter
- ✓ Compact et léger
- ✓ Maniable grâce aux deux roues

Options/accessoires populaires

- Panier amovible sur le guidon
- Dégagement rapide pour un réglage facile du guidon
- Version renforcée (jusqu'à 150 kg)
- Selle ergo gel
- Différentes hauteurs de cadre



« Je ne peux me passer de mon aide à la marche. Je fais mes courses avec et elle est acceptée dans presque tous les magasins. » - Ingrid





Faire du vélo ensemble

Vélos doubles

Si faire du vélo seul n'est pas possible, vous pouvez opter pour un vélo Van Raam avec lequel vous pouvez faire du vélo ensemble.

Sur un vélo double vous êtes assis(es) l'un à côté de l'autre. Pour le Fun2Go, il y a un conducteur et un passager. Le FunTrain est une remorque qui est attelée derrière le Fun2Go. Un conducteur principal peut ainsi rouler avec trois passagers.

Avantages

- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Un conducteur principal + passager(s)
- ✓ Le passager peut être transporté s'il peut s'asseoir
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Profiter ensemble des balades à vélo





« Grâce au Fun2Go, nous pouvons à nouveau nous rendre à plusieurs endroits. Nous avons retrouvé notre liberté. » - Olivia

Avantages

- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Le passager n'est pas obligé de pédaler
- ✓ Facile à conduire avec un rayon de braquage court
- ✓ Une personne conduit, les deux peuvent pédaler
- ✓ Sièges réglables confortables avec dossier

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Siège pivotant pour un accès facile
- Ceintures, accoudoirs ou repose-pieds pour plus de sécurité
- Repose-pieds passager rabattable
- Roue libre pilotable pour déterminer si les passagers doivent aussi/non pédaler



Fun2Go

Vélo double

Avec le vélo double Fun2Go, vous pouvez faire du vélo ensemble. Du fait d'être assis côte à côte, vous pouvez bien communiquer les uns avec les autres et profiter des environs ensemble.

Le conducteur a un contrôle total sur le vélo double et le passager peut éventuellement pédaler. Ce vélo est ainsi très approprié pour faire du vélo avec des personnes qui ne peuvent pas (ou plus) participer de manière autonome à la circulation.

Le Fun2Go garantit des heures de plaisir à vélo et est largement utilisé, entre autres, dans les établissements de santé. Pour pouvoir rouler correctement sans trop d'effort, vous pouvez opter pour l'assistance électrique au pédalage.



FunTrain

Vélo double remorqué

Faire du vélo ensemble devient encore plus spécial avec le FunTrain. Avec ce vélo double remorqué, que vous attachez derrière un Fun2Go au moyen d'un crochet d'attelage, un conducteur principal peut faire du vélo avec trois passagers.

Le conducteur principal est assis sur le vélo double avant et a un contrôle total sur la partie remorquée, car le conducteur est le seul à pouvoir diriger et freiner. La remorque est équipée d'un frein à inertie automatique, ce qui permet de bien freiner en toute sécurité. Avec le FunTrain, vous êtes assis côte à côte, vous pouvez donc bien communiquer les uns avec les autres tout en profitant des environs.

La roue d'appui repliable permet de déplacer facilement un FunTrain détaché.



||

« C'est agréable de pouvoir sortir avec trois résidents, ils ont hâte de ces promenades que nous réalisons ensemble. » - Kim



Avantages

- ✓ Un accompagnateur fait du vélo avec trois passagers
- ✓ Facile à attacher derrière un vélo double Fun2Go
- ✓ Bonne vue et parfaite communication grâce aux sièges côte à côte
- ✓ Sièges faciles à régler avec dossier
- ✓ FunTrain détaché facile à mettre en place avec roue d'appui pliable

Options/accessoires populaires

- Repose-pieds rabattable pour les passagers
- Possibilité de choisir si les passagers du FunTrain doivent pédaler ou non
- Ceintures et accoudoirs pour plus de sécurité
- Repose-pieds pour le réglage de la pédale
- Pneus anti-crevaisson





Tandems

Les tandems/vélos à deux places de Van Raam permettent de faire du vélo ensemble. Les personnes qui ne peuvent pas faire du vélo de manière autonome choisissent souvent ce tandem/vélo à deux places en raison de son enfourchement plus bas et des diverses options disponibles.

Van Raam propose des tandems/vélos à deux places à deux et trois roues pour deux adultes et des tandems/vélos à deux places pour un adulte et un enfant.

Avantages

- ✓ Améliorer la mobilité
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée
- ✓ Enfourchement plus bas
- ✓ Disponible en plusieurs modèles avec différentes options
- ✓ Facile d'utilisation





Twinny et Twinny Plus

Tandems pour adultes

Le Twinny est un tandem/vélo à deux places pour adultes. Avec ce vélo, vous vous asseyez l'un derrière l'autre lors d'une balade à vélo, avec plus d'espace entre les deux sièges qu'un tandem/vélo à deux places normal. Une personne conduit et freine, les deux peuvent pédaler. Le conducteur principal peut éventuellement régler la façon de conduire du passager. Le grand avantage de ce tandem/vélo à deux places est l'enfourchement plus bas. Avec le Twinny, vous avez une position assise élevée, de sorte que les deux cyclistes ont une bonne vue d'ensemble.

Le Twinny Plus est un tandem/vélo à deux places à trois roues. Ce tandem/vélo à deux places est basé sur le tandem Twinny, mais possède deux roues à l'arrière. L'avantage de ce tandem/vélo à deux places à trois roues est qu'il vous offre beaucoup de stabilité et que vous pouvez facilement monter et descendre lorsque le vélo est à l'arrêt.

Les tandems/vélos à deux places ont un cadre robuste et stable qui garantit de bonnes qualités de conduite.



Twinny



Twinny Plus



Avantages

- ✓ Plus d'espace entre les deux personnes
- ✓ Enfourchement plus bas
- ✓ La béquille robuste du Twinny permet de monter et descendre facilement
- ✓ Avec le Twinny Plus, c'est facile de monter et descendre grâce aux trois roues
- ✓ Bonne vue d'ensemble grâce à la position assise élevée

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Choix de conduite située à l'avant ou à l'arrière
- Différentes hauteurs de cadre
- Dossier (avec ceinture) ou repose-pieds pour la fixation et la sécurité
- Le conducteur peut choisir si le passager doit ou non faire du vélo



« Malgré sa bonne condition physique, Paul ne peut pas faire du vélo tout seul, et pourtant il adore ça. » - Laura





Kivo et Kivo Plus

Tandems pour enfant + parent/accompagnateur

Le Kivo est un tandem/vélo à deux places à deux roues pour un parent ou un accompagnateur qui veut faire du vélo avec un enfant. L'enfant est assis à l'avant du tandem/vélo à deux places et peut profiter d'une bonne vue sur les environs lors d'une balade à vélo.

Le parent est assis à l'arrière et peut ainsi garder une vue d'ensemble sur l'enfant et la circulation. Le Kivo a 8 vitesses et un moyeu de roue-libre pilotable, de sorte que le parent peut choisir si l'enfant doit ou non faire du vélo.

Le Kivo Plus est un tandem/vélo à deux places à trois roues qui offre plus de stabilité à vélo. Les deux roues arrière facilitent encore plus la montée et la descente du tandem/vélo à deux roues.



Kivo



Kivo Plus



||
« C'est tellement agréable de pouvoir faire du vélo avec notre fille ! Sortir ensemble et aller au terrain de jeu. » - John

Avantages

- ✓ Bonne visibilité pour le parent/accompagnateur et l'enfant
- ✓ 8 vitesses et moyeu de roue-libre pilotable
- ✓ Enfourchement plus bas pour le parent/accompagnateur et l'enfant
- ✓ L'accompagnateur peut choisir si l'enfant doit ou non faire du vélo
- ✓ Meilleure qualité de conduite comparée aux tandems d'autres fabricants

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Dossier (avec ceinture) pour la fixation et la sécurité
- Différentes hauteurs de cadre
- Repose-pieds ou réducteur de manivelle pour le réglage de la pédale
- Béquille sur le Kivo pour une montée et une descente faciles





Vélos pour fauteuil roulant

Les cycles pour tirer ou pousser des fauteuils roulants de Van Raam permettent de faire du vélo avec quelqu'un qui ne peut pas le faire lui-même.

Sur l'OPair, le passager est assis sur le siège à l'avant du vélo. Avec le VeloPlus, le passager peut rester assis dans son propre fauteuil roulant.

Avantages

- ✓ Le passager peut être emmené tout près de sa destination finale
- ✓ Une vue dégagée pour le passager et le conducteur
- ✓ Facile d'utilisation
- ✓ Améliorer la mobilité tout en respectant l'environnement
- ✓ Le passager et son accompagnateur peuvent profiter de balades à vélo ensemble





||

« Je ne peux pas faire de vélo de façon autonome, mais avec celui-ci, nous pouvons faire des sorties ensemble. » - Richard



OPair

Vélo pour fauteuil roulant

L'OPair est adapté pour faire du vélo avec quelqu'un qui ne peut pas faire du vélo seul. Un siège confortable est monté à l'avant de l'OPair, mais vous pouvez également choisir votre propre siège en option.

La profondeur d'assise et le dossier peuvent être ajustés à la taille du passager. Le conducteur a une bonne vue d'ensemble de la route et du passager. Le passager peut profiter du paysage.

L'OPair est également disponible avec un cadre en deux parties pour que la partie avant puisse être utilisée comme fauteuil roulant sur place.



Avantages

- ✓ Permet de faire du vélo en toute stabilité grâce aux roues avant inclinées
- ✓ Facile à diriger grâce à un angle de braquage normal
- ✓ Suspension pour plus de confort pour le passager et le conducteur
- ✓ Position ergonomique pour le conducteur pour faire du vélo
- ✓ Repose-pieds passager rabattables et réglables

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Cadre détachable : la partie avant peut être utilisée comme fauteuil roulant
- Largeur du siège réglable, ce qui fait qu'il convient aussi aux enfants
- Diverses ceintures de sécurité ou fixation des pieds pour le passager
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie





VeloPlus

Vélo de transport pour fauteuil roulant

Le VeloPlus est un vélo sur lequel les personnes peuvent être transportées dans leur propre fauteuil roulant. Le fauteuil roulant avec passager peut facilement être déplacé sur la plate-forme inclinable sans aide au levage ni effort important. Le VeloPlus convient en standard à un passager, y compris un fauteuil roulant, jusqu'à 140 kg.

Le fauteuil roulant est solidement fixé sur le cycle pour tirer ou pousser un fauteuil roulant au moyen d'un dispositif de verrouillage pour fauteuil roulant et d'une ceinture. Le centre de gravité bas et les roues avant largement placées garantissent la stabilité du vélo. Ce vélo est alors idéal pour les balades à vélo avec des personnes en fauteuil roulant.

L'assistance électrique au pédalage en option permet de faire du vélo plus facilement sur ce cycle pour tirer ou pousser un fauteuil roulant au design moderne.



« Avec ce vélo, je peux faire du vélo avec mon père et nous pouvons à nouveau faire de belles balades ensemble. » - Jessica



Avantages

- ✓ Le passager peut rester assis dans son propre fauteuil roulant
- ✓ Plate-forme inclinable pour mettre un passager en fauteuil roulant sur le vélo
- ✓ Stable et maniable grâce au centre de gravité bas et aux roues avant dirigées
- ✓ Trois crochets de fixation et une ceinture pour sécuriser le fauteuil roulant
- ✓ Convient à presque tous les fauteuils roulants manuels (max. 74 cm de large)

Options/accessoires populaires

- Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- Pneus anti-crevaison
- Système de treuil électrique pour mettre le passager en fauteuil roulant sur le vélo
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie
- Partie avant renforcée (passager + fauteuil roulant jusqu'à max. 200 kg)





Chat

Vélo pousse-pousse

Le Chat est un pousse-pousse où un conducteur peut faire du vélo avec un ou deux passagers situés à l'avant du vélo. Les passagers sont assis dans un siège ergonomique avec ceintures de sécurité et suspension. Le conducteur est assis derrière eux et a donc une bonne vue sur les passagers et la circulation.

Le Chat donne aux gens la possibilité de discuter entre eux lors d'une agréable balade à vélo. Le vélo convient aux personnes qui souhaitent sortir sous surveillance. Avec le Chat, chaque balade est un véritable plaisir !



Avantages

- ✓ Equipé de série de l'assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)
- ✓ Assise confortable et sûre sur le siège avant avec ceintures
- ✓ Facile à monter grâce au repose-pieds rabattable
- ✓ Moins cher que le transport en bus/taxi
- ✓ Facile à conduire

Options/accessoires populaires

- Un capot, pour que les passagers soient à l'abri du soleil et de la pluie
- Batterie supplémentaire pour une plus grande autonomie
- Rétroviseur pour plus de sécurité
- Panier ou repose-canne pour transporter vos effets personnels
- Couvre-jambes pour que les passagers restent au chaud même par temps froid



« Nos résidents adorent les balades à vélos mais surtout pour visiter les vieux endroits. » - Thomas



Caractéristiques techniques

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Hauteur du cadre (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ avant 52 ¹ arrière	30 ¹ avant 52 ¹ arrière	52	52	52
Hauteur d'accès (cm)	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	23	22	-	-	37 avant 44 arrière	37,5 avant 45 arrière	36 avant 43 arrière	36 avant 45 arrière	45	28	45
Poids du vélo (± kg) (sans système électrique)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Poids max. sur le porte-bagages (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur du vélo (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Largeur du vélo (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
Option cadre en deux parties	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Poids max. de l'utilisateur (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Longueur entrejambe (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ avant 77-89 ¹ arrière	50-62 ¹ avant 77-89 ¹ arrière	80-95	80-95	80-95

¹ = Modifiable

² = Version renforcée possible

³ = OPair : conducteur et passager max 120 kg. VeloPlus : conducteur max 110 kg, passager + fauteuil roulant max 140 kg* (*partie avant renforcée max. 200 kg). Chat : conducteur 120 kg max et poids de l'utilisateur dans le siège 200 kg max.

Options/accessoires

Pour adapter un vélo Van Raam à vos propres souhaits et besoins, il est possible de compléter le vélo avec des options/accessoires. Il existe des options spéciales disponibles pour chaque type de vélo qui vous aident à faire du vélo, offrent du confort et/ou rendent votre vélo plus sûr. Pensez aux repose-pieds, aux réglages de manivelle, aux ceintures, aux supports dorsaux, aux leviers de vitesses, aux guidons ou selles spéciaux, aux rétroviseurs et aux repose-cannes. Vous pouvez découvrir ces options pour chaque vélo Van Raam sur le site internet. De plus, il est possible d'avoir un vélo Van Raam avec un revêtement d'apprêt dans presque toutes les couleurs RAL.

Vous hésitez encore concernant les différentes options ? Lors d'un rendez-vous chez Van Raam, avec un conseiller technique, nous examinons quel vélo avec quelles options vous convient le mieux. Au cours de ce rendez-vous, vous pouvez également voir et essayer de nombreuses options d'un vélo Van Raam, afin d'être sûr de choisir celles qui conviennent le mieux pour votre vélo. Voir page 60 pour plus d'informations concernant un rendez-vous avec Van Raam.

En plus des options standard, Van Raam propose également des réglages personnalisés. Par exemple, nous fabriquons des cadres pour des longueurs, des poids ou d'autres limitations physiques uniques. Renseignez-vous sur les possibilités auprès de Van Raam.

Découvrez ci-contre les options et accessoires les plus vendus de Van Raam.



Découvrez toutes les options et accessoires sur le site internet !

Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)



Repose-pieds



Ceinture



Accoudoir



Panier



Réglage de manivelle



Dossier avec ceinture



Cale-pieds



Guidon spécial



Assistance électrique au pédalage (Smart E-Bike)

Tous les vélos électriques Van Raam sont équipés du système Silent. Ce système offre une assistance électrique au pédalage lorsque vous faites du vélo. Le boîtier du moteur, les batteries, le contrôleur, le logiciel et l'affichage intelligent ont été spécialement développés par nous pour nos vélos adaptés. Le système est facile à utiliser et faire du vélo est plus simple.



Avantages du système Silent

- ✓ Trois modes d'assistance différents et aide au démarrage
- ✓ Facile à utiliser
- ✓ Moteurs électriques pratiquement silencieux, mais très puissants
- ✓ Batteries de très haute qualité et sûres
- ✓ Assistance programmable individuellement adaptée au handicap
- ✓ Gagnant du test ExtraEnergy depuis des années
- ✓ Smart E-Bike (IoT connected)
- ✓ Application gratuite de vélo électrique Van Raam
- ✓ Possibilité de reculer et d'avancer avec l'assistance au pédalage (à l'exception des deux-roues et des vélos avec frein à rétropédalage)



Moteur VR1F du système électrique Silent

L'appli E-Bike Van Raam

Smart E-Bike avec appli

Tous les vélos électriques Van Raam sont des Smart E-bikes (vélos électriques intelligents). Cela signifie qu'ils sont connectés à Internet (IoT connecté) et que vous pouvez consulter les données de votre vélo sur l'application Van Raam sur votre téléphone.

Vous pouvez télécharger cette application gratuitement dans la boutique d'applications de votre smartphone et l'utiliser comme ordinateur de vélo de luxe. Vous pouvez par exemple ajuster les recettes et afficher votre vitesse moyenne et la distance totale parcourue après une balade à vélo.

Il est également possible de recevoir des notifications concernant votre vélo via l'application Smart E-Bike de Van Raam. Par exemple, vous pouvez choisir de recevoir une notification lorsque votre batterie est presque vide ou que votre batterie est trop froide/chaude.

Aide au démarrage

Le système électrique Silent est équipé de série d'une aide au démarrage : si vous le souhaitez, vous pouvez rouler à environ 6 km/h sur une distance d'environ 10 mètres sans pédaler vous-même.

Affichage intelligent

Vous pouvez utiliser le système Silent avec l'affichage intelligent qui est placé sur le guidon du vélo. Il y a 5 boutons sur l'affichage intelligent : le bouton marche/arrêt, 3 boutons pour les différents modes d'assistance et le bouton pour l'aide au démarrage.

Indication de batterie

Sur l'affichage intelligent, vous pouvez également voir l'état de votre batterie au moyen de voyants LED colorés. Cet indicateur de batterie se compose de cinq LED vertes, dont celle située la plus à gauche peut également s'allumer en rouge. L'indicateur de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Cet indicateur est également visible sur la batterie au moyen de LED.

Batteries

Van Raam utilise deux batteries lithium-ion (Li-ion) différentes. Ces batteries de haute qualité sont produites aux Pays-Bas et durent de nombreux cycles de charge. Van Raam fournit un chargeur silencieux et puissant (6 ampères) avec les batteries. Il est équipé d'un connecteur magnétique auto-recherche, pour qu'il puisse facilement être connecté à la batterie d'une seule main.

Les tricycles électriques, vélos doubles et tandems/vélos à deux places à trois roues disposent tous d'une batterie Cube Li-ion (11 ou 25 Ah). Les autres vélos électriques disposent de batterie Slim Li-ion (13 Ah). Les batteries ont une capacité très élevée. Il est possible, sur un certain nombre de vélos, d'utiliser deux batteries qui ont ensemble une capacité maximale de 1760 Wh.

Il existe trois moteurs différents pour le système électrique Silent : le VR1F Silent, le VR2F Silent HT et le VR2R Silent HT. Ces moteurs fournissent une puissance continue nominale maximale de 250 watts.

Affichage intelligent



Batterie Li-ion Cube



Batterie Li-ion Slim





À propos de Van Raam

Van Raam a une histoire de plus de 110 ans et fabrique des vélos depuis près de 100 ans. Depuis 1986, l'accent est mis sur les vélos adaptés. Nous avons un passé en tant que constructeur de cadres et nous sommes des spécialistes et des leaders mondiaux du marché des vélos adaptés.

Un vélo Van Raam rend les gens mobiles et leur donne plus de liberté et d'indépendance. C'est la raison pour laquelle nous avons donc une large gamme de vélos pour les personnes en situation de handicap. Les qualités de conduite uniques de chaque vélo Van Raam offrent une expérience à vélo extraordinaire.

Nos vélos de qualité néerlandaise sont conçus par notre propre département de développement et la production a lieu presque entièrement en interne. Avec des techniques de production innovantes et modernes et en ajoutant des options, des accessoires et des ajustements de cadre, nous fabriquons un vélo adapté à presque tout le monde.



En savoir plus sur Van Raam

Innovation

Chez Van Raam, nous travaillons toujours à améliorer et à innover nos produits et processus. Van Raam s'efforce d'innover et de se développer dans chaque département. Nous sommes donc fiers d'avoir perfectionné nos vélos avec les méthodes de production les plus modernes. Depuis décembre 2018, nous y travaillons dans notre usine de vélos durable et moderne à Varsseveld.

Nous avons remporté plusieurs prix de l'innovation et nous sommes à la pointe de la Smart Industry (l'industrie intelligente) et du Smart Working (le travail intelligent). Avec le développement de la Smart Industry, Van Raam a commencé à beaucoup numériser, automatiser et robotiser.

Les développements innovants suivants s'appliquent à Van Raam :

- ✓ Accent sur la durabilité et l'environnement
- ✓ Des techniques et des machines modernes
- ✓ Responsabilité sociale des entreprises
- ✓ Collaboration avec des étudiants (Pôle d'innovation Innovar)


Van Raam

- ✓ Plus de 110 ans d'expérience
- ✓ Une entreprise familiale fière
- ✓ Rend les gens mobiles
- ✓ Sur mesure
- ✓ Spécialiste et leader mondial du marché
- ✓ Qualité néerlandaise
- ✓ Des techniques de production innovantes et modernes

Scanner 3D



Robot de soudage



Processus de fabrication

Le processus de production d'un vélo Van Raam est le suivant :

1. Conception

Notre service Recherche et Développement conçoit un nouveau vélo.



2. Fabrication du cadre

Tous nos cadres de vélos sont constitués de tubes en acier qui sont traités par différentes machines. Pensez aux fraiseuses commandées par ordinateur et à une machine laser 3D. Notre robot de soudage et nos soudeurs soudent tous les tubes traités ensemble pour former un cadre.



3. Sablage et revêtement d'apprêt

Tous les cadres sont sablés dans une cabine de sablage, pour ensuite être peints par poudrage dans notre propre atelier de peinture. Un vélo Van Raam peut être peint par poudrage dans presque toutes les couleurs RAL.



4. Atelier d'assemblage des roues

Nous assemblons nous-mêmes toutes les roues dans notre atelier d'assemblage des roues. Nous dotons tous les roues de rayons et le fond de jante est placé sur la jante à l'aide d'une machine. Après le fond de jante, les rayons sont tendus et testés pour voir si la tension est correcte ou si elle doit encore être ajustée. Ensuite, les pneus intérieur et extérieur sont attachés. La roue est alors prête à être montée sur le vélo.



5. Récupération de pièces détachées de vélo

Toutes les pièces que les mécaniciens montent sur le cadre du vélo Van Raam sont collectées dans l'entrepôt automatisé.

Cela diffère selon le modèle et du fait que vous puissiez choisir parmi de multiples options et accessoires pour chaque vélo. Nous fabriquons nous-mêmes certaines pièces, comme les essieux.



6. Montage

Nos mécaniciens assemblent toutes les pièces du vélo. Les options telles que le moteur électrique, les repose-pieds, le dossier et le repose-canne sont également montés sur le vélo.



7. Vérification finale

Lorsque le vélo est complètement prêt, il est vérifié une fois de plus et testé de manière approfondie par nos techniciens d'inspection finale.

Une fois que le vélo a été approuvé par l'inspecteur final, il est préparé pour le transport et est envoyé au distributeur/magasin de vélos qui a commandé le vélo. Le distributeur/magasin de vélos se charge de la livraison au client.



Scannez le code QR avec votre smartphone/tablette et découvrez tout sur la fabrication d'un vélo adaptés sur le site internet.





Achat

Showroom

Vous retrouverez tous les vélos Van Raam dans notre showroom spacieux à Varsseveld (Pays-Bas). En plus des tricycles, vélos pour fauteuils roulant, tandems, vélos doubles, vélos à enfourchement plus bas, soutiens à la marche, vélos de transport et vélos scooter, les options et accessoires fréquemment choisis sont également disponibles au showroom. Découvrez les options et accessoires fréquemment choisis à la page 52.

Van Raam possède également un showroom/centre d'expérience en Allemagne. Vous pouvez y tester tous les vélos Van Raam, comme aux Pays-Bas. Contactez Van Raam pour prendre rendez-vous pour visiter l'un de nos showrooms.

Faire un essai chez Van Raam

Faire un essai approfondi avec un vélo Van Raam est très important, car un vélo adaptés roule très différemment d'un vélo ordinaire à deux roues. Vous êtes intéressé(e) par un vélo Van Raam ? Vous pouvez faire un essai sans engagement sur un ou plusieurs vélos dans l'un de nos showrooms sur rendez-vous. Vous pouvez contacter Van Raam pour discuter des possibilités ou pour prendre rendez-vous. Lors du rendez-vous, vous recevrez les conseils spécialisés de nos experts techniques, qui vous aideront à trouver le vélo parfait. Vous pouvez essayer plusieurs vélos.

À Varsseveld, vous pouvez même le faire sur une piste d'essai.

Prenez rendez-vous pour un essai sur notre piste !



Configurateur

Chez Van Raam, vous avez la possibilité de créer votre propre vélo en ligne. Vous pouvez faire tous les choix concernant votre vélo et ajouter des options.

Dès que vous aurez assemblé le vélo selon vos souhaits, vous verrez exactement quels sont les coûts de votre vélo Van Raam unique.



Scannez ce QR code et assemblez votre vélo avec le configurateur en ligne.

Distributeurs

Les vélos Van Raam sont vendus par l'intermédiaire de nos distributeurs. Les vélos Van Raam sont disponibles dans le monde entier, notamment chez les distributeurs mentionnés sur notre website. Nous travaillons avec différents types de distributeurs, par exemple des distributeurs Premium, des spécialistes en réadaptation/fournisseurs de ressources, des partenaires de service et des agences de location.

Il est également possible de faire un essai routier chez certains distributeurs. Les distributeurs Premium ont plusieurs vélos Van Raam dans leur showroom. De plus, les distributeurs Premium ont toujours un spécialiste présent et ils disposent d'un atelier et de compétences pour effectuer l'entretien.

Trouvez le distributeur présent dans votre région via www.vanraam.com/distributeurs



Entretien

Garantie

Van Raam est synonyme de qualité. Lorsque vous achetez un vélo Van Raam, vous bénéficiez d'une garantie constructeur complète.

Nous travaillons avec des distributeurs experts partout dans le monde qui vendent nos vélos adaptés. Les distributeurs Van Raam se chargent de commander les vélos puis de les livrer au client. Ils s'occupent également de l'entretien et de la garantie.

Il est important que votre vélo Van Raam soit inspecté par un distributeur au moins une fois par an afin de continuer à bénéficier de la garantie. Vous êtes ainsi également assuré(e) d'une expérience optimale et durable à vélo.



Entretien d'un vélo Van Raam

Un vélo bien entretenu vous permet de profiter de ce plaisir qu'est de faire du vélo plus souvent et plus longtemps. Afin de maintenir votre vélo dans un état optimal, un entretien léger (comme le nettoyage du vélo et le graissage) et des réglages doivent être effectués régulièrement. Cela dépend du vélo Van Raam. Il est important de savoir ce que vous pouvez entretenir vous-même et ce qui doit être fait par le distributeur Van Raam.

Vous trouverez plus d'informations sur l'entretien dans le manuel d'utilisation du vélo en question. Les instructions d'utilisation sont disponibles sur www.vanraam.com sur la page produit du vélo.

Réparations via votre distributeur Van Raam

Si, malgré un entretien approprié, le vélo présente un dysfonctionnement ou un défaut, vous pouvez contacter votre distributeur Van Raam pour réparation. Les réparations, l'entretien et les modifications sont effectués avec des pièces d'origine Van Raam. Si un distributeur ne peut, pour une raison ou une autre, répondre à une question, il a toujours la possibilité de contacter le service après-vente de Van Raam.

Suivez Van Raam en ligne

Vous pouvez retrouver toutes les actualités et informations concernant Van Raam sur le site internet www.vanraam.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest et LinkedIn, et ne manquez rien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et découvrez chaque semaine un nouveau produit, une vidéo d'instructions ou d'information.



Mentions légales

Cette brochure est publiée par Van Raam Reha Bikes B.V. Aucune partie de cette brochure ne peut être reproduite et/ou rendue publique par impression, photocopie, enregistrement sonore, électronique ou de toute autre manière, sans l'autorisation écrite de Van Raam Reha Bikes B.V. Les photos des vélos peuvent contenir des images avec des options qui ne sont pas sur la version standard. Des modifications peuvent également avoir été apportées au vélo après la production de cette brochure. Lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation avant d'utiliser nos vélos. Copyright ©. Erreurs d'impression et de frappe réservées. Version 1.





Van Raam

Fabriquant de vélos adaptés

Guldenweg 23

7051 HT Varsseveld, Pays-Bas

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com



vanraam[®]
Let's all cycle