



Vorteile

- ✓ Fahrgast kann im eigenen Rollstuhl sitzen bleiben
- ✓ Kippbare Platte um Passagier im Rollstuhl auf das Fahrrad zu stellen
- ✓ Stabil und wendig durch tiefen Schwerpunkt und mitlenkende Vorderräder
- ✓ Drei Fixierhaken und Gurt zur sicheren Befestigung des Rollstuhls
- ✓ Geeignet für fast jeden manuellen Rollstuhl (max. 72 cm Breite)

Beliebte Optionen/Zubehör

- Tretunterstützung (smart E-Bike)
- Pannensichere Reifen
- Elektrisches Seil-Windensystem, um den Rollstuhl auf das Rad zu setzen
- Zusätzlicher Akkupack für mehr Reichweite
- Verstärkte Vorderseite (Passagier inklusive Rollstuhl bis 200 kg)



VeloPlus

Rollstuhltransportfahrrad

Das VeloPlus ist ein Fahrrad, das für den Transport von Personen im eigenen Rollstuhl verwendet werden kann. Der Rollstuhl kann mit dem Fahrgast einfach auf die kippbare Plattform geschoben werden, ohne dass Hebehilfen oder große Kraftanstrengung erforderlich sind. Das VeloPlus ist serienmäßig für einen Beifahrer inklusive Rollstuhl bis zu einem Gewicht von maximal 140 kg geeignet.

Der Rollstuhl wird mit einer Rollstuhlverriegelung und einem Gurt sicher am Rollstuhlfahrrad befestigt. Der niedrige Schwerpunkt und die breit aufgestellten Vorderräder machen dieses Fahrrad stabil. Dadurch ist das Fahrrad ideal für Fahrradtouren mit Rollstuhlfahrern.

Die optionale Tretunterstützung macht das Fahren mit diesem modern gestalteten Rollstuhlfahrrad noch einfacher.



”

***Mit diesem Fahrrad kann ich mit meinem Vater radeln
und gemeinsam wieder schöne Ausflüge machen.***

Jessica

