



vanraam®
Let's all cycle



| FRAME MAAT | M | L |
|----------------------|----------------|----------------|
| a = maximale lengte | 2021 - 2243 mm | 2196 - 2418 mm |
| b = maximale breedte | 775 mm | 775 mm |
| c = hoogte | 1164 mm | 1164 mm |
| d = binnenbeenlengte | 650 - 875 mm | 855 - 1080 mm |
| e = zithoogte | 636 - 676 mm | 636 - 676 mm |
| f = zitbreedte | 424 mm | 424 mm |
| g = zittingdiepte | 282 mm | 282 mm |
| h = rugsteunhoogte | 485 mm | 485 mm |
| i = instaphoogte | 353 mm | 353 mm |
| draaicirkel | 3,7 m | 4,3 m |