





vanraam®  
Let's all cycle



Standard Rahmenhöhe

a = Maximale Länge 2320 mm

b = Maximale Breite 1110 mm

c = Höhe 1170 mm

d = Schrittlänge 800 mm - 950 mm

e = Rahmenhöhe 520 mm

f = Einstieghöhe hinten 430 mm

g = Sitzbreite 1000 mm

h = Rückenlehnenhöhe 480 mm

i = Sitztiefe 440 mm

j = Sitzlänge 700 mm

Wendekreis = 6,7 m