




FunTrain frame

- a = maximale lengte 1940 mm
 - b = maximale breedte 1130 mm (incl. stuur)
 - c = hoogte 1130 mm
 - d = binnenbeenlengte 670 mm - 930 mm
 - e = zithoogte 600 mm
 - f = rijbreedte 990 mm (excl. zitting en stuur)
 - g = zittingbreedte 460 mm
 - h = zittingdiepte 280 mm
 - i = rugsteunhoogte 480 mm
- Met FunTrain
draaicirkel = 4,2 m