




vanraam®
Let's all cycle



Standard Rahmenhöhe

a = Maximale Länge 2100 mm
b = Maximale Breite 750 mm
c = Höhe 1160 mm
d = Schrittlänge 690 mm - 950 mm
e = Sitzhöhe 570 mm - 630 mm
f = Sitzbreite 360 mm
g = Sitztiefe 240 mm
h = Rückenlehnenhöhe 630 mm
i = Einstieghöhe 380 mm

Sitzschiene 15 cm nach hinten

a = Maximale Länge 2250 mm
b = Maximale Breite 750 mm
c = Höhe 1160 mm
d = Schrittlänge 860 mm - 1120 mm
e = Sitzhöhe 630 mm - 690 mm
f = Sitzbreite 360 mm
g = Sitztiefe 240 mm
h = Rückenlehnenhöhe 630 mm
i = Einstieghöhe 380 mm