

Easy Rider Compact Small

Compacte zitdriewielfiets voor kinderen

NIEUW



Van Raam's compacte zitdriewiel fiets

De Easy Rider Compact Small is een compacte driewiel fiets met een lage instap. Het lage zwaartepunt biedt veel stabiliteit tijdens het fietsen. De zitting met rugsteun zorgt voor extra rijcomfort tijdens het fietsen. Op de fiets maak je een voorwaartse trapbeweging, waardoor je meer kracht kunt zetten bij het trappen.

De Easy Rider Compact Small is eenvoudig om te bouwen naar een Easy Rider Compact. De fiets kan hierdoor meegroeien met de persoon die erop fietst.

Voor wie?

De Easy Rider Compact Small is geschikt voor kinderen die moeite hebben met stabiliteit. Personen met een binnenbeenlengte van ongeveer 52 cm tot 72 cm passen op deze driewieler.

”

Een groot voordeel is dat de Easy Rider Compact Small een meegroeifiets is en kan worden omgebouwd naar de Easy Rider Compact.





Voordelen Easy Rider Compact Small

- ✓ Eenvoudig om te bouwen naar een Easy Rider Compact uitvoering
- ✓ Zeer compacte driewieler met een kleine draaicirkel
- ✓ Lage instap waardoor opstappen eenvoudig is
- ✓ Fietst makkelijker dan traditionele driewiel fiets
- ✓ Minder belasting voor rug, nek, schouders en polsen

Eigenschappen Easy Rider Compact Small

- Met bagageframe geschikt voor enkelzijdige fietstassen
- Comfortabele zitting met aanpasbare rugsteun
- Sportieve en moderne uitstraling
- Stabiele, lage zitpositie zorgt voor een veilig gevoel
- Past door een normale deuropening

Opties en trapondersteuning

Met verschillende opties kan de fiets naar jouw wensen worden aangepast. Denk bijvoorbeeld aan voetenbakjes, een fixatievest of een pedaalaanpassing.

Wil je een elektrische driewielers? De Easy Rider Compact Small kan ook met trapondersteuning geleverd worden. De maximaal ondersteunde snelheid voor deze fiets is 15 km per uur.

Technische specificaties

Instaphoogte (cm):	32
Gewicht fiets ¹ (kg):	37,5
Max. lading bagageframe (kg):	10
Totale lengte fiets (cm):	173
Totale breedte fiets (cm):	73
Gemiddelde actieradius ² (km):	61
Max. gebruikersgewicht (kg):	80
Binnenbeenlengte (cm):	± 52-72

1. Zonder elektro-systeem

2. Met standaard accu



Meer informatie?

Wil je meer informatie over de Easy Rider Compact Small driewielers? Neem dan contact op met Van Raam.

☎ +31 (0)315 - 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com