

SPECIFICATIEFLYER

Easy Rider



De voordelen op een rij

De Easy Rider biedt comfort, veiligheid en gemak.

Hieronder de belangrijkste voordelen op een rij.

- Speciale fietspositie
- Zeer stabiel
- Comfortabele zitting
- Trapondersteuning mogelijk
- Verstelbare rugleuning
- Past door standaard deuren
- Geveerd frame voor optimaal comfort

Kijk op onze website voor nog meer voordelen

Belangrijkste technische specificaties

Gewicht (incl. elektro-systeem)	61 kg
Instaphoogte	35 cm
Binnenbeenlengte (framemaat M)	min. 65 - max. 88 cm
Binnenbeenlengte (framemaat L)	min. 85.5 - max. 108 cm
Gemiddelde actieradius (standaard accu)	50 km
Lengte fiets	maximaal 225 cm
Breedte fiets	78 cm
Wielmaat	20"
Maximaal gebruikersgewicht	180 kg
Maximaal gewicht bagagedrager	20 kg



Waarom de Easy Rider?

- Comfortabel en licht fietsen
- Individueel aanpasbaar aan jouw wensen
- Zeer stabiel door driewielontwerp met lage zit

Meest gekozen opties

- Trapondersteuning
- Boodschappenmand
- Anti-lek banden

Meer weten?

Bekijk de productpagina:

vanraam.com

