

TECHNISCHES DATENBLATT

Easy Rider Compact



Die Vorteile auf einen Blick

Die Easy Rider Compact bietet Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Hier die wichtigsten Vorteile im Überblick.

- Sehr kompakte Bauweise
- Kabel verlaufen geschützt im Rahmen
- Stabile, niedrige Sitzposition
- Sitzabstand stufenlos einstellbar
- Sichere Bedienung
- Hydraulische Scheibenbremse vorne und hinten
- Komfortabler gefederter Sitz
- Viele Anpassungsmöglichkeiten

Entdecken Sie noch mehr Vorteile auf unserer Website!

Wichtigste technische Daten

Gewicht (inkl. Elektrosystem)	51 kg
Einstiegshöhe	32 cm
Innenbeinlänge	63 - 81 cm
Durchschnittliche Reichweite (standard Akku)	50 km
Fahrradlänge	173 cm
Fahrradbreite	73 cm
Radgröße vorne	16"
Radgröße hinten	20"
Maximalgewicht Fahrer	100 kg
Maximale Traglast Gepäckträger	10 kg



Warum ein ER Compact?

- Kleiner Wendekreis für hohe Wendigkeit
- Schalensitz mit Rückenlehne für zusätzlichen Komfort
- Tiefer Schwerpunkt sorgt für stabile Straßenlage

Beliebteste Optionen

- Armlehnen am Sitz
- Trentunterstützung
- Fußfixierung

Mehr erfahren?

Zur Produktseite:

vanraam.com

