

SPECIFICATIEFLYER

Easy Rider Compact



De voordelen op een rij

De Easy Rider Compact biedt comfort, veiligheid en gemak. Hieronder de belangrijkste voordelen op een rij.

- Zeer compact formaat
- Kabels lopen beschermd door het frame
- Stabiele lage zitpositie
- Zitafstand instelbaar
- Veilige bediening
- Mechanische schijfrem voor en hydraulische schijfrem achter
- Comfortabele geveerde zitting
- Veel aanpassingsmogelijkheden

Kijk op onze website voor nog meer voordelen

Belangrijkste technische specificaties

Gewicht (incl. elektro-systeem)	51 kg
Instaphoogte	32 cm
Binnenbeenlengte	63 - 81 cm
Gemiddelde actieradius (standaard accu)	50 km
Lengte fiets	173 cm
Breedte fiets	73 cm
Wielmaat voor	16"
Wielmaat achter	20"
Maximaal gebruikersgewicht	100 kg
Maximaal gewicht bagage	10 kg



Waarom de ER Compact?

- Zitting met rugleuning voor extra comfort
- Laag zwaartepunt geeft stabiele wegligging
- Kleine draaicirkel maakt de fiets wendbaar

Meest gekozen opties

- Trapondersteuning
- Voetfixatie op de pedalen
- Armleuning bij de zitting

Meer weten?

Bekijk de productpagina:

vanraam.com

