

TECHNISCHES DATENBLATT

Easy Rider



Die Vorteile auf einen Blick

Die Easy Rider bietet Komfort, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Hier die wichtigsten Vorteile im Überblick.

- Spezielle Sitzposition
- Sehr stabil
- Bequemer Sitz
- Tretunterstützung möglich
- Verstellbare Rückenlehne
- Passt durch normale Türen
- Gefederter Rahmen für optimalen Fahrkomfort

Entdecken Sie noch mehr Vorteile auf unserer Website!

Wichtige Technische Daten

Fahrradlänge	182 cm
Fahrradbreite	66 cm
Einstiegshöhe	22 cm
Innenbeinlänge	min. 67 - max. 91 cm
Radgröße	20"
Maximales Gesamtgewicht	178 kg
Gewicht des Rades (inkl. Elektrosystem)	35 kg
Maximalgewicht Fahrer	120 kg
Maximale Traglast Gepäckträger	23 kg

Motor-Option

Typ	VR2F
Nennspannung	36V
Nennleistung im Dauerbetrieb	250 W
Maximales Drehmoment	60 Nm
Gewicht	7 kg
Max. Geschwindigkeit (ab Werk)	25 km/h

Akku-Option

Cube	Kapazität	14,5 Ah
	Energiegehalt	522 Wh
	Ø Reichweite	82 km

Warum ein Easy Rider?

- Komfortabel und einfach zu fahren
- Individuell anpassbar nach Ihren Wünschen
- Äußerst stabil durch dreirädrige Konstruktion mit niedrigem Schwerpunkt

Beliebteste Optionen

- Pannensichere Reifen
- Tretunterstützung
- Einkaufskorb

Mehr erfahren?

Zur Produktseite:

vanraam.com

