

Technische Spezifikationen

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Rahmenhöhe (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ vorne 52 ¹ hinten	30 ¹ vorne 52 ¹ hinten	52	52	52
Einstiegshöhe (cm)	35	35	35	52	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	22	22	-	-	37 vorne 44 hinten	37,5 vorne 45 hinten	36 vorne 43 hinten	36 vorne 45 hinten	45	28	45
Gewicht Fahrrad (± kg) (ohne Elektrosystem)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	26	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Max. Gewicht Gepäckträger (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Fahrradlänge (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Fahrradbreite (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Option: teilbarer Rahmen	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. Benutzergewicht (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Innenbeinlänge (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ vorne 77-89 ¹ hinten	50-62 ¹ vorne 77-89 ¹ hinten	80-95	80-95	80-95

¹ = Anpassungsfähig ² = Verstärkte Ausführung möglich

³ = OPair: Fahrer und Passagier jeweils max. 120 kg. VeloPlus: Fahrer max. 110 kg, Passagier + Rollstuhl max. 140 kg* (*Verstärkter Frontbereich max. 200 kg). Chat: Fahrer max. 120 kg und Passagiergewicht im Sitz max. 200 kg.