

Caractéristiques techniques

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Hauteur du cadre (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ avant 52 ¹ arrière	30 ¹ avant 52 ¹ arrière	52	52	52
Hauteur d'accès (cm)	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	23	22	-	-	37 avant 44 arrière	37,5 avant 45 arrière	36 avant 43 arrière	36 avant 45 arrière	45	28	45
Poids du vélo (± kg) (sans système électrique)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Poids max. sur le porte-bagages (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Longueur du vélo (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Largeur du vélo (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
Option cadre en deux parties	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Poids max. de l'utilisateur (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Longueur entrejambe (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ avant 77-89 ¹ arrière	50-62 ¹ avant 77-89 ¹ arrière	80-95	80-95	80-95

¹ = Modifiable

² = Version renforcée possible

³ = OPair : conducteur et passager max 120 kg. VeloPlus : conducteur max 110 kg, passager + fauteuil roulant max 140 kg* (*partie avant renforcée max. 200 kg). Chat : conducteur 120 kg max et poids de l'utilisateur dans le siège 200 kg max.