

# Technische specificaties

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
<b>Framehoogte (cm)</b>	-	-	-	-	53 <sup>1</sup>	51 <sup>1</sup>	41 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup>	23 <sup>1</sup>	42	50	-	51 <sup>1</sup>	47 <sup>1</sup>	-	-	52 <sup>1</sup>	52 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup> voor 52 <sup>1</sup> achter	30 <sup>1</sup> voor 52 <sup>1</sup> achter	52	52	52
<b>Instaphoogte (cm)</b>	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	23	22	-	-	37 voor 44 achter	37,5 voor 45 achter	36 voor 43 achter	36 voor 45 achter	45	28	45
<b>Gewicht fiets (± kg)</b> (zonder elektro-systeem)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
<b>Max. gewicht bagagedrager (kg)</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Lengte fiets (cm)</b>	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
<b>Breedte fiets (cm)</b>	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
<b>Optie deelbaar frame</b>	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
<b>Max. gebruikersgewicht (kg)</b>	140 <sup>2</sup>	140 <sup>2</sup>	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 <sup>2</sup>	120 <sup>2</sup>	120	120	120	120	120	120 <sup>3</sup>	110/140 <sup>3</sup>	120/200 <sup>3</sup>
<b>Binnenbeenlengte (cm)</b>	65-88	85-108	47-73 <sup>1</sup>	65-105 <sup>1</sup>	80-95 <sup>1</sup>	76-91 <sup>1</sup>	66-80 <sup>1</sup>	47-59 <sup>1</sup>	35-47 <sup>1</sup>	63-80	75-93	78-90 <sup>1</sup>	76-91 <sup>1</sup>	70-95 <sup>1</sup>	75-90 <sup>1</sup>	75-90 <sup>1</sup>	77-89 <sup>1</sup>	77-89 <sup>1</sup>	50-62 <sup>1</sup> voor 77-89 <sup>1</sup> achter	50-62 <sup>1</sup> voor 77-89 <sup>1</sup> achter	80-95	80-95	80-95

<sup>1</sup> = Aanpasbaar      <sup>2</sup> = Versterkte uitvoering mogelijk

<sup>3</sup> = OPair: zowel bestuurder als passagier max. 120 kg. VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg\* (\*versterkte voorzijde max. 200 kg). Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.