

Technische specificaties

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
Framehoogte (cm)	-	-	-	-	53 ¹	51 ¹	41 ¹	30 ¹	23 ¹	42	50	-	51 ¹	47 ¹	-	-	52 ¹	52 ¹	30 ¹ voor 52 ¹ achter	30 ¹ voor 52 ¹ achter	52	52	52
Instaphoogte (cm)	35	35	35	52	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	22	22	-	-	37 voor 44 achter	37,5 voor 45 achter	36 voor 43 achter	36 voor 45 achter	45	28	45
Gewicht fiets (± kg) (zonder elektro-systeem)	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	26	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
Max. gewicht bagagedrager (kg)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Lengte fiets (cm)	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
Breedte fiets (cm)	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	110	111
Optie deelbaar frame	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Max. gebruikersgewicht (kg)	140 ²	140 ²	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 ²	120 ²	120	120	120	120	120	120 ³	110/140 ³	120/200 ³
Binnenbeenlengte (cm)	65-88	85-108	47-73 ¹	65-105 ¹	80-95 ¹	76-91 ¹	66-80 ¹	47-59 ¹	35-47 ¹	63-80	75-93	78-90 ¹	76-91 ¹	70-95 ¹	75-90 ¹	75-90 ¹	77-89 ¹	77-89 ¹	50-62 ¹ voor 77-89 ¹ achter	50-62 ¹ voor 77-89 ¹ achter	80-95	80-95	80-95

¹ = Aanpasbaar ² = Versterkte uitvoering mogelijk

³ = OPair: zowel bestuurder als passagier max. 120 kg. VeloPlus: bestuurder max. 110 kg, passagier + rolstoel max. 140 kg* (*versterkte voorzijde max. 200 kg). Chat: bestuurder max. 120 kg en gebruikersgewicht in de zitkuip max. 200 kg.