

Husky

Kinderdreirad

Das fröhliche und bunte Dreirad Husky ist für Kleinkinder ab circa 2 Jahren geeignet, die Schwierigkeiten mit der Stabilität haben.

In der Tretkurbel sind handelsübliche Kurbelverkürzer integriert, sodass ein Kind die Pedale leicht erreichen kann. Darüber hinaus verfügt das Husky über ein speziell konstruiertes Tretlager, das es ermöglicht, gerade nach unten zu treten.

Mit der optionalen Rückenstütze und eventuellem Gurt sitzt ein Kind stabil auf dem Rad. Mit einer Schiebestange können sie geschoben werden, wenn das selbstständige Fahren schwerfällt.

Das Husky ist nicht mit einem Elektromotor zur Tretunterstützung ausgestattet werden.

Vorteile

- ✓ Leichtlaufend und manövrierfähig durch Differential
- ✓ Kurbelverkürzer
- ✓ Speziell entwickeltes Tretlager, um gerade nach unten zu treten
- ✓ Sattel ist mittels Schnellspanner am Sattel einfach in der Höhe verstellbar
- ✓ Bunt und fröhlich

Beliebte Optionen/Zubehör

- Rückenlehne (mit Gurt) zur Fixierung und Sicherheit
- Schiebestange
- Fußschale, breitere Pedale mit Ristriemen für die Pedalanpassung
- Durchgehender Lenker
- Leichtere oder schwerere Übersetzung



“Dank dieses Fahrrads kann unsere Tochter wieder mit den anderen Kindern radeln.” - Rian

