

# Technische Spezifikationen

	Easy Rider M	Easy Rider L	Easy Rider Junior	Easy Sport	Maxi	Maxi Comfort	Midi	Mini	Husky	Viktoria	Viktor	Easy Go	Balance	City	Fun2Go	FunTrain	Twinny	Twinny Plus	Kivo	Kivo Plus	OPair	VeloPlus	Chat
<b>Rahmenhöhe (cm)</b>	-	-	-	-	53 <sup>1</sup>	51 <sup>1</sup>	41 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup>	23 <sup>1</sup>	42	50	-	51 <sup>1</sup>	47 <sup>1</sup>	-	-	52 <sup>1</sup>	52 <sup>1</sup>	30 <sup>1</sup> vorne 52 <sup>1</sup> hinten	30 <sup>1</sup> vorne 52 <sup>1</sup> hinten	52	52	52
<b>Einstiegshöhe (cm)</b>	35	35	35	31	28	23	25	20	12	19	16,5	28,5	23	22	-	-	37 vorne 44 hinten	37,5 vorne 45 hinten	36 vorne 43 hinten	36 vorne 45 hinten	45	28	45
<b>Gewicht Fahrrad (± kg)</b> <small>(ohne Elektrosystem)</small>	49	51	36	39	29	32	27	21	11	30	30	64	22	9	69	67	35	44	39	48	58	64	97
<b>Max. Gewicht Gepäckträger (kg)</b>	20	20	20	20	20	20	20	20	20	15	15	20	20	-	20	20	20	20	20	20	20	20	20
<b>Fahrradlänge (cm)</b>	225 max.	242 max.	175	195-225	180	194	168	136	98	155	173	166	182	113	200	197	259	261	244	246	214	253	232
<b>Fahrradbreite (cm)</b>	78	78	75	80	75	75	75	60	59	80	89	71,5	66	55	113	113	66	75	66	75	76	253	111
<b>Option: teilbarer Rahmen</b>	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
<b>Max. Benutzergewicht (kg)</b>	140 <sup>2</sup>	140 <sup>2</sup>	80	120	120	120	90	65	65	110	110	140	120	100 <sup>2</sup>	120 <sup>2</sup>	120	120	120	120	120	120 <sup>3</sup>	110/140 <sup>3</sup>	120/200 <sup>3</sup>
<b>Innenbeinlänge (cm)</b>	65-88	85-108	47-73 <sup>1</sup>	65-105 <sup>1</sup>	80-95 <sup>1</sup>	76-91 <sup>1</sup>	66-80 <sup>1</sup>	47-59 <sup>1</sup>	35-47 <sup>1</sup>	63-80	75-93	78-90 <sup>1</sup>	76-91 <sup>1</sup>	70-95 <sup>1</sup>	75-90 <sup>1</sup>	75-90 <sup>1</sup>	77-89 <sup>1</sup>	77-89 <sup>1</sup>	50-62 <sup>1</sup> vorne 77-89 <sup>1</sup> hinten	50-62 <sup>1</sup> vorne 77-89 <sup>1</sup> hinten	80-95	80-95	80-95

<sup>1</sup> = Anpassungsfähig    <sup>2</sup> = Verstärkte Ausführung möglich

<sup>3</sup> = OPair: Fahrer und Passagier jeweils max. 120 kg. VeloPlus: Fahrer max. 110 kg, Passagier + Rollstuhl max. 140 kg\* (\*Verstärkter Frontbereich max. 200 kg). Chat: Fahrer max. 120 kg und Passagiergewicht im Sitz max. 200 kg.