

# EASY RIDER

## Komfortables Dreirad mit Sitzfläche



Das Easy Rider Dreirad für Erwachsene unterscheidet sich deutlich von anderen Dreirädern. Durch den einzigartigen Rahmen besitzt es einen Tiefeinstieg und eine stabile niedrigere Sitzposition. Dadurch, dass Ihr Schwerpunkt niedrig liegt, Sie auf einer Sitzfläche mit Rückenlehne sitzen und einen Lenker vor sich haben, fühlen Sie sich geschützt und sicher. Die Sitzhöhe und der Sitzwinkel sind einstellbar. Die nach vorne gerichtete Tretbewegung und Rahmenfederung sorgen für einen perfekten Fahrkomfort.

Die spezielle Radfahrrichtung belastet den Rücken, die Schultern und die Handgelenke viel weniger. Nahezu jeder radelt mit diesem Rad einfach los, ohne sich vorher daran gewöhnen zu müssen. Das Easy Rider ist mit diversen Optionen wie einer einhändig zu bedienenden Bremse, einem Rollatorhalter, Fußfixierung und einem Elektromotor zur Tretunterstützung erhältlich.

### GEEIGNET FÜR:


Erwachsene, die komfortabel und ohne Angst auf einem schön gestalteten Dreirad fahren möchten.

### TECHNISCHE DATEN

Innenbeinlänge	69 - 95 cm
Einstiegshöhe	38 cm
Gewicht Rad	+/- 43 kg
Radlänge	210 cm
Radbreite	75 cm



Sessel



Federung



Teilbarer  
Rahmen

