

VELOPLUS

Rollstuhltransportrad



Das VeloPlus wurde entwickelt, um Menschen, die in ihrem eigenen Rollstuhl sitzen bleiben, mit dem Fahrrad zu transportieren. Es ist kein Transfer zwischen Rollstuhl und Fahrrad nötig. Ohne Hebehilfe oder viel Kraftaufwand wird der Beifahrer auf die Plattform des Fahrrades gefahren.

Die kippbare Auffahrtsplatte macht es möglich, den handbewegten Rollstuhl einfach auf das Rollstuhlrاد zu fahren und mit der Rollstuhlverriegelung gut zu befestigen. Die niedrige Position des Rollstuhls auf dem Fahrrad vereinfacht das Auffahren und resultiert in einem niedrigeren Schwerpunkt. Die breit angebrachten und extra mitsteuernden Vorderräder sorgen für einen verkürzten Wendekreis und Stabilität. Mit dem optionalen Elektromotor haben Sie auch während des Fahrens Unterstützung.

GEEIGNET FÜR:

Das VeloPlus Rollstuhlrاد ist für fast jeden handbewegten Rollstuhl bis zu einer Breite von 74 cm geeignet. Der Rollstuhl kann schnell und einfach durch eine Person auf das Fahrrad gesetzt werden und eignet sich hierdurch sehr gut für Wohnheime oder Einrichtungen.

TECHNISCHE DATEN

Innenbeinlänge	80 - 95 cm
Rahmenhöhe	52 cm
Gewicht Rad	+/- 64 kg
Radlänge	253 cm
Radbreite	110 cm



Hydraulische Scheibenbremsen



Rollstuhlverriegelung



Kantelbare Auffahrrampe