

# Husky

## Kinderdriewiel fiets

De vrolijke en kleurrijke driewiel fiets Husky is geschikt voor jonge kinderen vanaf ca. 2 jaar die moeite hebben met stabiliteit.

In de crank zitten standaard crankverkorters geïntegreerd, zodat een kind goed bij de pedalen kan. Daarnaast heeft de Husky een speciaal ontwikkelde trapas, waardoor er recht naar beneden wordt getrapt.

Met de optionele rugsteun, eventueel met riem, zit een kind stevig op de fiets en met de duwstang kan de fiets geduwd worden als het zelfstandig fietsen soms nog lastig is.

Op de Husky is geen elektromotor voor trapondersteuning mogelijk.

## Voordelen

- ✓ Lichtlopend en wendbaar door o.a. differentieel
- ✓ Crankverkorters
- ✓ Speciaal ontwikkelde trapas, waardoor kind recht naar beneden trapt
- ✓ Zadel is eenvoudig in hoogte te verstellen door snelspanner op het zadel
- ✓ Kleurrijk en vrolijk

## Populaire opties/accessoires

- Rugsteun, eventueel met riem
- Duwstang
- Voetenbakje of balanspedaal met wreefriem voor pedalaanpassing
- Doorlopend stuur
- Lichter of zwaarder verzet



“Door deze fiets kan onze dochter weer meefietsen met de andere kindjes.” - Rian

