



FRAME MAAT	M	L
a = Maximale Länge	2021 - 2243 mm	2196 - 2418 mm
b = Maximale Breite	775 mm	775 mm
c = höhe	1164 mm	1164 mm
d = Schrittlänge	650 - 875 mm	855 - 1080 mm
e = Sitzhöhe	636 - 676 mm	636 - 676 mm
f = Sitzbreite	424 mm	424 mm
g = Sitztiefe	282 mm	282 mm
h = Rückenlehnenhöhe	485 mm	485 mm
i = Einstieghöhe	353 mm	353 mm
Wendekreis	3,7 m	4,3 m