

CITY

Laufhilfe



Die City Laufhilfe ist geeignet für Menschen, die Mühe mit dem Laufen haben oder denen langes Stehen Probleme bereitet. Ein Rollstuhl ist noch nicht nötig und Sie haben auch keine Vorliebe für einen Rollator. Ihr Körpergewicht wird vom Sattel der Laufhilfe getragen, was Ihre Beingelenke entlastet. Das Laufen macht viel weniger Mühe, wodurch sie längere Strecken zurücklegen können. Daneben ist die Laufhilfe faltbar und wiegt wenig, so dass Sie diese leicht im Auto, Bus, Zug oder Flugzeug mitnehmen können.

GEEIGNET FÜR:

Menschen, die Mühe mit dem Laufen haben oder durch langes Stehen Probleme bekommen.

TECHNISCHE DATEN

Innenbeinlänge	70 - 95 cm
Rahmenhöhe	47 cm
Einstiegshöhe	22 cm
Gewicht Rad	+/- 9 kg
Radlänge	113 cm
Radbreite	55 cm



Tieferer Rahmen
Laufhilfe

