





vanraam®
Let's all cycle



draaicirkel = 2,7 m

Standaard frame

a = maximale lengte 1680 mm
b = maximale breedte 750 mm
c = hoogte 1080 mm
d = binnenbeenlengte 660 mm - 800 mm
e = framehoogte 410 mm
f = instaphoogte 250 mm

Verlaagd frame

a = maximale lengte 1680 mm
b = maximale breedte 750 mm
c = hoogte 1080 mm
d = binnenbeenlengte 570 mm - 710 mm
e = framehoogte 310 mm
f = instaphoogte 250 mm

Verhoogd Frame

a = maximale lengte 1680 mm
b = maximale breedte 750 mm
c = hoogte 1180 mm
d = binnenbeenlengte 750 mm - 890 mm
e = framehoogte 490 mm
f = instaphoogte 250 mm