

FUNTRAIN

Duorad Anhänger



Der Funtrain ist ein automatisch, hydraulisch gebremster Duoradanhänger, der hinten an ein bestehendes oder neues Fun2Go Duorad gekoppelt werden kann. Auf diese Art kann ein Begleiter sicher mit drei Beifahrern Rad fahren oder einfach mit einem Beifahrer auf dem Fun2Go selbst.

Auf das bestehende Fun2Go wird eine Anhängerkupplung montiert. Der Funtrain hat eine Sicherheitskoppelung, die sich nicht lösen kann und eine automatische, hydraulische Auflaufbremse. Der Fahrer des vorderen Duorads hat zu 100% die Kontrolle über den Funtrain und das Fun2Go.

GEEIGNET FÜR:

Einrichtungen, Wohnheime und Gemeinden, wo ein Begleiter mit mehreren Personen Rad fahren möchte.

TECHNISCHE DATEN

Sitzhöhe	61 cm
Einstiegshöhe	keine
Gewicht Rad	+/- 67 kg
Radlänge	197 cm
Radbreite	113 cm



Extra dickes
Sitzkissen



Schaltbare
Nabe



Fußschalen

Der Fahrer ist der Einzige, der lenkt und bremst, alle vier Beifahrer können mit radeln. Optional kann man für die Beifahrer individuell festlegen, ob sie mit treten müssen, mit treten können oder überhaupt nichts tun müssen. Der Funtrain selbst hat ein einklappbares Stützrad, um den abgekoppelten Duoradanhänger einfach bewegen zu können.

Es können auch zwei Funtrains hinter ein Fun2Go gespannt werden, wodurch Sie mit 6 Personen Rad fahren können.

