



VeloPlus

Rolstoeltransportfiets

De VeloPlus is een fiets waarop mensen in hun eigen rolstoel vervoerd kunnen worden. De rolstoel met passagier kan gemakkelijk op het kantelbare plateau gereden worden zonder tilhulp of grote krachtinspanning. De VeloPlus is standaard geschikt voor een passagier inclusief rolstoel tot max. 140 kg.

De rolstoel wordt veilig op de rolstoelfiets vastgezet door middel van rolstoelvergrendeling en een gordel. Het lage zwaartepunt en de breed geplaatste voorwielen zorgen voor een stabiele fiets. Dit maakt de fiets ideaal voor fietstochtjes met rolstoelgebruikers.

Optionele trapondersteuning maakt het fietsen op deze modern vormgegeven rolstoelfiets nog makkelijker.

||

“Met deze fiets kan ik met mijn vader fietsen en kunnen we samen weer leuke uitstapjes maken.” - Jessica



Voordelen

- ✓ Passagier kan in eigen rolstoel blijven zitten
- ✓ Kantelbaar plateau om passagier in rolstoel op de fiets te zetten
- ✓ Stabiel en wendbaar door laag zwaartepunt en meesturende voorwielen
- ✓ Drie fixeershaken en gordel om rolstoel veilig mee vast te zetten
- ✓ Geschikt voor vrijwel iedere handbewogen rolstoel (max. 74 cm breed)

Populaire opties/accessoires

- Trapondersteuning (Smart E-Bike)
- Anti-lek banden
- Elektrisch liersysteem om passagier in rolstoel op de fiets te zetten
- Extra accupakket voor grotere actieradius
- Versterkte voorzijde (passagier inclusief rolstoel tot max. 200 kg)

