

## TWINNY

Prix valable à partir de 01-04-2021

### Modèle de base

	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	2	378-0000	2W Tandem Twinny incl. lights, lock, bell	€ 1.555,00

### Cadre

	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	2	378-0003	Standard frame size Frontside 52 cm, backside 52 cm	STD
<input type="checkbox"/>	7	378-0010	Frame size Frontside 43 cm, Backside 52 cm	€ 355,00
<input type="checkbox"/>	7	378-0011	Frame size Frontside 52 cm, Backside 43 cm	€ 355,00
<input type="checkbox"/>	7	378-0015	Frame size Frontside 61 cm, Backside 52 cm	€ 355,00
<input type="checkbox"/>	7	378-0016	Frame size Frontside 52 cm, Backside 61 cm	€ 355,00
<input type="checkbox"/>	7	378-5000	Divisible frame	€ 460,00
<input type="checkbox"/>	7	378-0019	Special, price on request	

### Transmission

	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-1071	8-Speed freewheel hydraulic brakes	STD
<input type="checkbox"/>	4	378-1072	8-Speed with back-pedal-brake	€ 70,00

### Contrôle

	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	2	378-5005	Steering frontside	STD
<input type="checkbox"/>	4	378-5020	Steering front, double freewheel	€ 470,00
<input type="checkbox"/>	4	378-5030	Steering front, Switchable double freewheel	€ 725,00
<input type="checkbox"/>	7	378-5010	Steering backside	€ 440,00
<input type="checkbox"/>	7	378-5050	Steering backside, double freewheel not switchable	€ 910,00
<input type="checkbox"/>	7	378-5040	Steering backside, Switchable double freewheel	€ 1.165,00

### Assistance électrique / Batteries

	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	7	378-2150	Silent electric incl. lighting	€ 1.995,00
<input type="checkbox"/>	7	378-2180	Silent electric HT incl. lighting	€ 2.145,00
<input type="checkbox"/>	7	378-2168	Extra battery pack, Li-Ion 36V, 13,6Ah	€ 730,00

Color de cadre				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	2	378-3210	(RAL 9006) White aluminium	STD
<input type="checkbox"/>	4	378-3201	(RAL 9005) Jet black matt	€ 65,00
<input type="checkbox"/>	4	378-3224	(RAL 5008) Grey blue	€ 65,00
<input type="checkbox"/>	7	378-3299	Special colour (RAL colour)	€ 135,00

Manivelle				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4092	Crank shortener, left	€ 45,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4091	Crank shortener , right	€ 45,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4030	Eccentric crank left (custom made)	€ 175,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4040	Eccentric crank right (custom made)	€ 195,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4050	Shortened crank without sprocket (custom made)	€ 75,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4060	Shortened crank with sprocket (custom made)	€ 80,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4070	Stationary crank with spring , left	€ 225,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4080	Stationary crank with spring , right	€ 225,00

Adapter				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4020	Stickholder backside, double	€ 89,00
<input type="checkbox"/>	4	378-8010	Adaptor for child seat (for Yepp seat)	€ 125,00

Panier / sacs / Porte				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4191	Double Bike panniers	€ 40,00

Cale-pieds / fixations				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4100	Pedal extension 2 cm left	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4120	Pedal extension 2 cm right	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4110	Pedal extension 4 cm left	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4130	Pedal extension 4 cm right	€ 25,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4231	Balance pedal with instepbelt, left	€ 30,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4230	Balance pedal with instepbelt, right	€ 30,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4232	Foot fixation FIX 20 left	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4233	Foot fixation FIX 20 right	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4234	Foot fixation FIX 25 left	€ 135,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4235	Foot fixation FIX 25 right	€ 135,00

Sécurité / protection				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4001	Double transfer kickstand	€ 310,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4200	Mirror	€ 22,00

Lampe / clignotant				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4170	Direction indicator	€ 455,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4500	Speedometer	€ 30,00

Celle / siège et accessoires				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-4270	Backrest support rear	€ 295,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4275	Back support front	€ 295,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4280	Backrest support belt	€ 60,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4420	Seatpost with suspension	€ 35,00
<input type="checkbox"/>	4	378-4430	flat saddle Puch	€ 40,00

Roue / pneu				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	4	378-8020	SmartGuard Tyre	€ 76,00

Disponible rapidement				
	Délai de livraison	Numéro d'article	Définition	Prix HT Sélect
<input type="checkbox"/>	2	378-0001	2W tandem Twinny standard 8-speed V-Brakes	€ 1.555,00

**STD - standard**

**Disponible rapidement - ce vélo a toujours la couleur standard.**

**Le nombre dans la colonne délai de livraison indique le nombre de semaines de délai de livraison.**

**Les prix sont HT Sélect et sans frais de port.**

**Changements des prix, modèles et couleurs réservés.**

**Assembler votre vélo avec le module de configuration en ligne.**